



SOLINGMED

Soluciones de Ingeniería Médica S.A. · Venta y mantenimiento de equipo médico · Quito, Ecuador

CATÁLOGO DE ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PACIENTES

Cables y accesorios de ECG

Cables de ECG de 10 derivaciones con latiguillos, cables troncales y latiguillos multi-link, electrodos y adaptadores. Terminales banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche (snap) o pinza (clip), en norma AHA o IEC.

368

referencias

49

fichas de producto

23

marcas de monitores

EDICIÓN 2026

Soluciones de Ingeniería Médica S.A.

SOLINGMED · RUC 1792370892001

Av. 12 de Octubre E10-7 y Roca, Edif. Gayal, Of. 104

La Mariscal, Quito – Ecuador

Tel. / WhatsApp 099 661 5257

solingmed@hotmail.com

www.solingmed.com

Las marcas de monitores mencionadas pertenecen a sus respectivos fabricantes y se citan únicamente para indicar compatibilidad. Los productos de este catálogo son accesorios compatibles, no originales de dichas marcas. Imágenes referenciales; especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



Cómo usar este catálogo

Cables de ECG de 10 derivaciones con latiguillos, cables troncales y latiguillos multi-link, electrodos y adaptadores. Terminales banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche (snap) o pinza (clip), en norma AHA o IEC. Busque la marca y el modelo de su monitor, y solicite el producto con el **código Solingmed**. La columna **Ref.** indica la referencia del fabricante.

Código Solingmed

SLM - EC - 0001

SLM Código Solingmed
EC Línea: Cables y accesorios de ECG
0001 Número de artículo (SLM-EC-0001 a SLM-EC-0368)

Terminales y normas

SUFIJO	TERMINAL DEL LATIGUILLO	SUFIJO	NORMA DE COLORES
B	Banana 4,0 mm	A	AHA (EE. UU.)
D	DIN 3,0 mm	E	IEC (Europa)
S	Broche (snap)		
C	Pinza (clip)		

Índice de marcas

Biocare	EC-0009	Dongjiang	EC-0057	HDMI	EC-0137	Mortara	EC-0193	Shanghai	EC-
Bionet	EC-0001	Edan	EC-0065	Hellige/Siemens	EC-0145	Nihon Kohden	EC-0201	Kohden	0257
BTL	EC-0017	Fukuda Denshi	EC-0081	Kenz	EC-0153	Philips	EC-0233	Welch Allyn	EC-0313
Burdick	EC-0025	Fukuda ME	EC-0097	Kontron	EC-0169	Physio-Control	EC-0177	Zoll	EC-0265
Dixtal	EC-0049	GE	EC-0129	Mindray	EC-0185	Schiller	EC-0241		



Cables ECG de 10 derivaciones con latiguillos

Monitor compatible	BA Banana 4,0 AHA	BE Banana 4,0 IEC	DA DIN 3,0 AHA	DE DIN 3,0 IEC	SA Broche AHA	SE Broche IEC	CA Pinza AHA	CE Pinza IEC
 Bionet BM3 (resistencia 10 kΩ)	EC-0001 U223-11BA	EC-0002 U223-11BE	EC-0003 U223-11DA	EC-0004 U223-11DE	EC-0005 U223-11SA	EC-0006 U223-11SE	EC-0007 U223-11CA	EC-0008 U223-11CE
 Biocare ECG-101/101G/300/300G, ECG-1200, ECG-9803 (resistencia 4,7 kΩ)	EC-0009 U246-11BA	EC-0010 U246-11BE	EC-0011 U246-11DA	EC-0012 U246-11DE	EC-0013 U246-11SA	EC-0014 U246-11SE	EC-0015 U246-11CA	EC-0016 U246-11CE
 BTL BTL-08 (resistencia 4,7 kΩ)	EC-0017 U2107-11BA	EC-0018 U2107-11BE	EC-0019 U2107-11DA	EC-0020 U2107-11DE	EC-0021 U2107-11SA	EC-0022 U2107-11SE	EC-0023 U2107-11CA	EC-0024 U2107-11CE
 Burdick Quinton Burdick (Quinton): Eclipse 4, Eclipse 400, Eclipse 8, Eclipse 800, Eclipse 850, Eclipse 850i, Eclipse Plus, Eclipse LE II; Burdick con número de serie que inicia con 1067 o 92304; Atria: Atria Plus, Atria 3000	EC-0025 U245-11BA	EC-0026 U245-11BE	EC-0027 U245-11DA	EC-0028 U245-11DE	EC-0029 U245-11SA	EC-0030 U245-11SE	EC-0031 U245-11CA	EC-0032 U245-11CE
 Burdick EK-10	EC-0033 U245-21BA	EC-0034 U245-21BE	EC-0035 U245-21DA	EC-0036 U245-21DE	EC-0037 U245-21SA	EC-0038 U245-21SE	EC-0039 U245-21CA	EC-0040 U245-21CE
 Burdick Elite, Elite II, E-350, E350i, E550, E560, Burdick #007705; cable de esfuerzo con latiguillos desmontables 007706 (resistencia 4,7 kΩ)	EC-0041 U245-31BA	EC-0042 U245-31BE	EC-0043 U245-31DA	EC-0044 U245-31DE	EC-0045 U245-31SA	EC-0046 U245-31SE	EC-0047 U245-31CA	EC-0048 U245-31CE
 Dixtal	EC-0049 U295-11BA	EC-0050 U295-11BE	EC-0051 U295-11DA	EC-0052 U295-11DE	EC-0053 U295-11SA	EC-0054 U295-11SE	EC-0055 U295-11CA	EC-0056 U295-11CE
 Dongjiang ECG-11A, ECG-11B, ECG-11D, ECG-32A, ECG-32A(II), ECG-120	EC-0057 U235-11BA	EC-0058 U235-11BE	EC-0059 U235-11DA	EC-0060 U235-11DE	EC-0061 U235-11SA	EC-0062 U235-11SE	EC-0063 U235-11CA	EC-0064 U235-11CE
 Edan	EC-0065 U272-11BA	EC-0066 U272-11BE	EC-0067 U272-11DA	EC-0068 U272-11DE	EC-0069 U272-11SA	EC-0070 U272-11SE	EC-0071 U272-11CA	EC-0072 U272-11CE
 Edan	EC-0073 U272-21BA	EC-0074 U272-21BE	EC-0075 U272-21DA	EC-0076 U272-21DE	EC-0077 U272-21SA	EC-0078 U272-21SE	EC-0079 U272-21CA	EC-0080 U272-21CE
 Fukuda Denshi Alpha 500/600, FCP-2201 (resistencia 4,7 kΩ)	EC-0081 U269-11BA	EC-0082 U269-11BE	EC-0083 U269-11DA	EC-0084 U269-11DE	EC-0085 U269-11SA	EC-0086 U269-11SE	EC-0087 U269-11CA	EC-0088 U269-11CE
 Fukuda Denshi Autocardiner, Cardimax FX-2111/FX-3010/FX-4010, FCP-2155 (resistencia 4,7 kΩ)	EC-0089 U269-21BA	EC-0090 U269-21BE	EC-0091 U269-21DA	EC-0092 U269-21DE	EC-0093 U269-21SA	EC-0094 U269-21SE	EC-0095 U269-21CA	EC-0096 U269-21CE
 Fukuda ME Cardisuny Alpha 1000, Cardisuny Alpha 6600A/AX (resistencia 4,7 kΩ)	EC-0097 U269-31BA	EC-0098 U269-31BE	EC-0099 U269-31DA	EC-0100 U269-31DE	EC-0101 U269-31SA	EC-0102 U269-31SE	EC-0103 U269-31CA	EC-0104 U269-31CE
 Fukuda ME KP-500 (sin resistencia)	EC-0105 U269-41BA	EC-0106 U269-41BE	EC-0107 U269-41DA	EC-0108 U269-41DE	EC-0109 U269-41SA	EC-0110 U269-41SE	EC-0111 U269-41CA	EC-0112 U269-41CE



Monitor compatible	BA Banana 4,0 AHA	BE Banana 4,0 IEC	DA DIN 3,0 AHA	DE DIN 3,0 IEC	SA Broche AHA	SE Broche IEC	CA Pinza AHA	CE Pinza IEC
 Fukuda ME KP-500D (resistencia 20 kΩ)	EC-0113 U269-51BA	EC-0114 U269-51BE	EC-0115 U269-51DA	EC-0116 U269-51DE	EC-0117 U269-51SA	EC-0118 U269-51SE	EC-0119 U269-51CA	EC-0120 U269-51CE
 Fukuda ME C110, C220 (resistencia 10 kΩ)	EC-0121 U269-61BA	EC-0122 U269-61BE	EC-0123 U269-61DA	EC-0124 U269-61DE	EC-0125 U269-61SA	EC-0126 U269-61SE	EC-0127 U269-61CA	EC-0128 U269-61CE
 GE Marquette Hellige: Microsmart; MAC 500/1100/1200/1200ST (resistencia 10 kΩ)	EC-0129 U202-11BA	EC-0130 U202-11BE	EC-0131 U202-11DA	EC-0132 U202-11DE	EC-0133 U202-11SA	EC-0134 U202-11SE	EC-0135 U202-11CA	EC-0136 U202-11CE
 HDMI	EC-0137 U242-11BA	EC-0138 U242-11BE	EC-0139 U242-11DA	EC-0140 U242-11DE	EC-0141 U242-11SA	EC-0142 U242-11SE	EC-0143 U242-11CA	EC-0144 U242-11CE
 Hellige/Siemens Siemens: Cardiotat 1/3T/703/710, Cardina C, Cardirex 3T/4/6T/62, Cathcor, Megacard, Elema A/B, R, R/E, Mingodoc, Mingocard 3/4/7, Mingograph 4/62/81, Mingograph 82/740, Mingolog 7, Miracard 1, Sirecard 440/440S/460/460S/740, Siereg, Sirecard 803, Sirecust 701; Hellige: EK36/41/43/53/56/403/413/512/512E/512P, Cardiosmart, CardioSys, Corina; Custo- med: Custo-card; Bosch: 603D, 603 ER, 603 S, 606; DEGO: Cardiomed 3; Cambridge: CM6000, CM6400	EC-0145 U227-11BA	EC-0146 U227-11BE	EC-0147 U227-11DA	EC-0148 U227-11DE	EC-0149 U227-11SA	EC-0150 U227-11SE	EC-0151 U227-11CA	EC-0152 U227-11CE
 Kenz PC-109 ECG 108/110/1203/1205	EC-0153 U254-11BA	EC-0154 U254-11BE	EC-0155 U254-11DA	EC-0156 U254-11DE	EC-0157 U254-11SA	EC-0158 U254-11SE	EC-0159 U254-11CA	EC-0160 U254-11CE
 Kenz PC-104 (16 pines) Kenz: 103, 106; Cardioline/Remco: Delta 1, 3, 30, 60, Delta 1 Plus, Delta 3 Plus, Delta 60 Plus	EC-0161 U254-21BA	EC-0162 U254-21BE	EC-0163 U254-21DA	EC-0164 U254-21DE	EC-0165 U254-21SA	EC-0166 U254-21SE	EC-0167 U254-21CA	EC-0168 U254-21CE
 Kontron EKG P80	EC-0169 U229-11BA	EC-0170 U229-11BE	EC-0171 U229-11DA	EC-0172 U229-11DE	EC-0173 U229-11SA	EC-0174 U229-11SE	EC-0175 U229-11CA	EC-0176 U229-11CE
 Medtronic Physio-Control Lifepak 12, Lifepak 20	EC-0177 U273-11BA	EC-0178 U273-11BE	EC-0179 U273-11DA	EC-0180 U273-11DE	EC-0181 U273-11SA	EC-0182 U273-11SE	EC-0183 U273-11CA	EC-0184 U273-11CE
 Mindray Módulo Beneview 12 derivaciones	EC-0185 U203-11BA	EC-0186 U203-11BE	EC-0187 U203-11DA	EC-0188 U203-11DE	EC-0189 U203-11SA	EC-0190 U203-11SE	EC-0191 U203-11CA	EC-0192 U203-11CE
 Mortara Mortara Instrument: Eli 100, Eli 200, Eli 50	EC-0193 U257-11BA	EC-0194 U257-11BE	EC-0195 U257-11DA	EC-0196 U257-11DE	EC-0197 U257-11SA	EC-0198 U257-11SE	EC-0199 U257-11CA	EC-0200 U257-11CE
 Nihon Kohden ECG-9620/9010/9020, ECG- 9022/9110/9130/9132 (sin resistencia)	EC-0201 U205-11BA	EC-0202 U205-11BE	EC-0203 U205-11DA	EC-0204 U205-11DE	EC-0205 U205-11SA	EC-0206 U205-11SE	EC-0207 U205-11CA	EC-0208 U205-11CE
 Nihon Kohden Cardiofax 6151/6353, Cardiofax EKG- 8270/8350/8370/8420/8423/8450/8453/8820/8823/8830/9180, Cardiofax-Q (resistencia 4,7 kΩ)	EC-0209 U205-21BA	EC-0210 U205-21BE	EC-0211 U205-21DA	EC-0212 U205-21DE	EC-0213 U205-21SA	EC-0214 U205-21SE	EC-0215 U205-21CA	EC-0216 U205-21CE
 Nihon Kohden ECG-9320	EC-0217 U205-31BA	EC-0218 U205-31BE	EC-0219 U205-31DA	EC-0220 U205-31DE	EC-0221 U205-31SA	EC-0222 U205-31SE	EC-0223 U205-31CA	EC-0224 U205-31CE



Monitor compatible	BA Banana 4,0 AHA	BE Banana 4,0 IEC	DA DIN 3,0 AHA	DE DIN 3,0 IEC	SA Broche AHA	SE Broche IEC	CA Pinza AHA	CE Pinza IEC
 Nihon Kohden BJ-900P	EC-0225 U205-41BA	EC-0226 U205-41BE	EC-0227 U205-41DA	EC-0228 U205-41DE	EC-0229 U205-41SA	EC-0230 U205-41SE	EC-0231 U205-41CA	EC-0232 U205-41CE
 Philips M1770A PageWriter 200i, M1771A PageWriter 200, M1772A PageWriter 100	EC-0233 U204-11BA	EC-0234 U204-11BE	EC-0235 U204-11DA	EC-0236 U204-11DE	EC-0237 U204-11SA	EC-0238 U204-11SE	EC-0239 U204-11CA	EC-0240 U204-11CE
 Schiller Schiller: AT1, AT2, AT3, AT4, AT5, AT6, AT10, AT60, AT104PC, AT104, AT101, AT102, CS100, CS6, CS6/12 (resistencia 10 kΩ)	EC-0241 U225-11BA	EC-0242 U225-11BE	EC-0243 U225-11DA	EC-0244 U225-11DE	EC-0245 U225-11SA	EC-0246 U225-11SE	EC-0247 U225-11CA	EC-0248 U225-11CE
 Schiller (sin resistencia)	EC-0249 U225-21BA	EC-0250 U225-21BE	EC-0251 U225-21DA	EC-0252 U225-21DE	EC-0253 U225-21SA	EC-0254 U225-21SE	EC-0255 U225-21CA	EC-0256 U225-21CE
 Shanghai Kohden ECG-6511, 6151, 6551, 8110P/K, 6353, 6403, 6504	EC-0257 U244-11BA	EC-0258 U244-11BE	EC-0259 U244-11DA	EC-0260 U244-11DE	EC-0261 U244-11SA	EC-0262 U244-11SE	EC-0263 U244-11CA	EC-0264 U244-11CE
 Zoll Zoll serie M	EC-0265 U247-11BA	EC-0266 U247-11BE	EC-0267 U247-11DA	EC-0268 U247-11DE	EC-0269 U247-11SA	EC-0270 U247-11SE	EC-0271 U247-11CA	EC-0272 U247-11CE

Latiguillos multi-link de 10 derivaciones

Monitor compatible	BA Banana 4,0 AHA	BE Banana 4,0 IEC	DA DIN 3,0 AHA	DE DIN 3,0 IEC	SA Broche AHA	SE Broche IEC	CA Pinza AHA	CE Pinza IEC
 GE MAC 1100/1200/1200ST, CardioSmart, Cardiosys, MAC 5000, MAC 5000ST, CASE, CASE 8000, sistemas con módulo de adquisición CAM14 o con cable que acepta latiguillos CAM14; MAC 400, MAC 500, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200	EC-0273 U202-31BA	EC-0274 U202-31BE	EC-0275 U202-31DA	EC-0276 U202-31DE	EC-0277 U202-31SA	EC-0278 U202-31SE	EC-0279 U202-31CA	EC-0280 U202-31CE
 GE MAC 1100/1200/1200ST, CardioSmart, Cardiosys, MAC 5000, MAC 5000ST, CASE, CASE 8000, sistemas con módulo de adquisición CAM14 o con cable que acepta latiguillos CAM14; MAC 400, MAC 500, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200	EC-0281 U202-32BA	EC-0282 U202-32BE	EC-0283 U202-32DA	EC-0284 U202-32DE	EC-0285 U202-32SA	EC-0286 U202-32SE	EC-0287 U202-32CA	EC-0288 U202-32CE
 Philips M1700A, M1701A, M1702A, Trim II, Trim 1, Trim 2, Trim 3	EC-0289 U204-31BA	EC-0290 U204-31BE	EC-0291 U204-31DA	EC-0292 U204-31DE	EC-0293 U204-31SA	EC-0294 U204-31SE	EC-0295 U204-31CA	EC-0296 U204-31CE
 Philips TC30, TC50, TC60	EC-0297 U204-32BA	EC-0298 U204-32BE	EC-0299 U204-32DA	EC-0300 U204-32DE	EC-0301 U204-32SA	EC-0302 U204-32SE	EC-0303 U204-32CA	EC-0304 U204-32CE
 Philips (nuevo) M1602A, M1604A, M1976A, M1978A	EC-0305 U204-33BA	EC-0306 U204-33BE	EC-0307 U204-33DA	EC-0308 U204-33DE	EC-0309 U204-33SA	EC-0310 U204-33SE	EC-0311 U204-33CA	EC-0312 U204-33CE
 Welch Allyn CP100, CP200	EC-0313 U261-31BA	EC-0314 U261-31BE	EC-0315 U261-31DA	EC-0316 U261-31DE	EC-0317 U261-31SA	EC-0318 U261-31SE	EC-0319 U261-31CA	EC-0320 U261-31CE



GE

CABLE TRONCAL MULTI-LINK



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN
SLM-EC-0321	U202-21GA	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, AHA
SLM-EC-0322	U202-21GE	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, IEC

GE

CABLE TRONCAL MULTI-LINK



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN
SLM-EC-0323	U202-22GA	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 11 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, AHA
SLM-EC-0324	U202-22GE	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 11 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, IEC

Schiller

CABLE TRONCAL MULTI-LINK



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN
SLM-EC-0325	U225-21GA	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, AHA
SLM-EC-0326	U225-21GE	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, IEC

Burdick

CABLE TRONCAL MULTI-LINK



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN
SLM-EC-0327	U245-21GA	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, AHA
SLM-EC-0328	U245-21GE	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), resistencia 10 kΩ, 2,2 m, IEC

Fukuda Denshi

CABLE TRONCAL MULTI-LINK



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN
SLM-EC-0329	U269-21GA	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), 2,2 m, AHA
SLM-EC-0330	U269-21GE	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 15 pines > VS 10 derivaciones (yugo), 2,2 m, IEC

Mindray

CABLE TRONCAL MULTI-LINK



CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN
SLM-EC-0331	U203-21GA	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 12 pines > VS 10 derivaciones (yugo), 2,2 m, AHA
SLM-EC-0332	U203-21GE	Cable troncal ECG 10 derivaciones, 12 pines > VS 10 derivaciones (yugo), 2,2 m, IEC

Electrodos de succión y pinzas de extremidades

ELECTRODOS Y ADAPTADORES

Compatible con: Compatibles con latiguillos banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche o pinza

CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
SLM-EC-0333	U901-1AA		Electrodo de succión ECG estándar, adulto compatible con banana 4,0 mm & DIN 3,0 mm Color: gris niquelado	6 uds./juego
SLM-EC-0334	U901-1BA		Electrodo de succión multifuncional, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color: azul niquelado	6 uds./juego
SLM-EC-0335	U901-1BB		Electrodo de succión multifuncional, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color: azul Ag/AgCl	6 uds./juego
SLM-EC-0336	U901-1CA		Electrodo de succión multifuncional, pediátrico compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color: azul niquelado	6 uds./juego
SLM-EC-0337	U901-1CB		Electrodo de succión multifuncional, pediátrico compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color: azul Ag/AgCl	6 uds./juego
SLM-EC-0338	U901-1DA		Electrodo de succión multifuncional, Extra Adult compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color: azul niquelado	6 uds./juego
SLM-EC-0339	U901-1DB		Electrodo de succión multifuncional, adulto extra compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color: azul Ag/AgCl	6 uds./juego
SLM-EC-0340	U901-2AA		Electrodo de pinza para extremidades estándar, tipo metálico, adulto compatible con banana 4,0 mm & DIN 3,0 mm, Color:IEC, rojo (R),negro (RF),verde (F),amarillo (L) niquelado	4 uds./juego
SLM-EC-0341	U901-2EA		Electrodo de pinza para extremidades estándar, tipo metálico, adulto compatible con banana 4,0 mm & DIN 3,0 mm, Color:AHA blanco (RA),negro (LA),verde (RL),rojo (LL) niquelado	4 uds./juego
SLM-EC-0342	U901-2BA		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo metálico, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color:IEC, rojo (R),negro (RF),verde (F),amarillo (L) niquelado	4 uds./juego
SLM-EC-0343	U901-2BB		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo metálico, adulto compatible con banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color:IEC, rojo (R),negro (RF),verde (F), amarillo (L) Ag/AgCl	4 uds./juego
SLM-EC-0344	U901-2FA		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo metálico, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color:AHA, blanco (RA),negro (LA),verde (RL),rojo (LL) niquelado	4 uds./juego
SLM-EC-0345	U901-2FB		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo metálico, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color:AHA, blanco (RA),negro (LA),verde (RL),rojo (LL) Ag/AgCl	4 uds./juego
SLM-EC-0346	U901-2BC		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo plástico, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color:IEC, rojo (R),negro (RF),verde (F),amarillo (L) niquelado	4 uds./juego
SLM-EC-0347	U901-2BD		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo plástico, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color:IEC, rojo (R),negro (RF),verde (F),amarillo (L) Ag/AgCl	4 uds./juego
SLM-EC-0348	U901-2FC		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo plástico, adulto compatible con banana 4,0 mm,DIN 3,0 mm,broche y pinza, Color:AHA, blanco (RA),negro (LA),verde (RL),rojo (LL) niquelado	4 uds./juego



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
SLM-EC-0349	U901-2FD		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo plástico, adulto compatible con banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche y pinza, Color: AHA, blanco (RA), negro (LA), verde (RL), rojo (LL) Ag/AgCl	4 uds./juego
SLM-EC-0350	U901-2CC		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo plástico, pediátrico compatible con banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche y pinza, Color: IEC, rojo (R), negro (RF), verde (F), amarillo (L) níquelado	4 uds./juego
SLM-EC-0351	U901-2CD		Electrodo de pinza para extremidades multifuncional, tipo plástico, pediátrico compatible con banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche y pinza, Color: IEC, rojo (R), negro (RF), verde (F), amarillo (L) Ag/AgCl	4 uds./juego

Electrodos ECG desechables

ELECTRODOS Y ADAPTADORES



Compatible con: Compatibles con latiguillos banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche o pinza

CÓDIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
SLM-EC-0352	U902-1A	Electrodo ECG desechable adulto	50 uds./bolsa
SLM-EC-0353	U902-1B	Electrodo ECG desechable pediátrico	100 uds./bolsa
SLM-EC-0354	U902-1C	Electrodo ECG desechable neonatal	100 uds./bolsa

Adaptadores para latiguillos ECG

ELECTRODOS Y ADAPTADORES



Compatible con: Compatibles con latiguillos banana 4,0 mm, DIN 3,0 mm, broche o pinza

CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
SLM-EC-0355	U903-1AA		Adaptador banana 4,0 mm a terminal de broche (snap), sin cable	10 uds./juego
SLM-EC-0356	U903-1BA		Adaptador banana 4,0 mm a terminal de pinza (clip), sin cable	10 uds./juego
SLM-EC-0357	U903-1AB		DIN 3,0 mm a terminal de broche (snap), sin cable	10 uds./juego
SLM-EC-0358	U903-1BB		DIN 3,0 mm a terminal de pinza (clip), sin cable	10 uds./juego
SLM-EC-0359	U903-2AA		Adaptador banana 4,0 mm a terminal de broche (snap), con cable, 20 cm, IEC	10 uds./juego
SLM-EC-0360	U903-2BA		Adaptador banana 4,0 mm a terminal de pinza (clip), con cable, 20 cm, IEC	10 uds./juego
SLM-EC-0361	U903-2AB		DIN 3,0 mm a terminal de broche (snap), con cable, 20 cm, IEC	10 uds./juego
SLM-EC-0362	U903-2BB		DIN 3,0 mm a terminal de pinza (clip), con cable, 20 cm, IEC	10 uds./juego
SLM-EC-0363	U903-2AC		Adaptador banana 4,0 mm a terminal de broche (snap), con cable, 20 cm, AHA	10 uds./juego
SLM-EC-0364	U903-2BC		Adaptador banana 4,0 mm a terminal de pinza (clip), con cable, 20 cm, AHA	10 uds./juego
SLM-EC-0365	U903-2AD		DIN 3,0 mm a terminal de broche (snap), con cable, 20 cm, AHA	10 uds./juego
SLM-EC-0366	U903-2BD		DIN 3,0 mm a terminal de pinza (clip), con cable, 20 cm, AHA	10 uds./juego
SLM-EC-0367	U903-3CA		Adaptador banana 4,0 mm a electrodos ECG desechables	10 uds./juego
SLM-EC-0368	U903-3CB		DIN 3,0 mm a electrodos ECG desechables	10 uds./juego