



# SOLINGMED

Soluciones de Ingeniería Médica S.A. · Venta y mantenimiento de equipo médico · Quito, Ecuador

## CATÁLOGO DE ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PACIENTES

# Cables de extensión SpO2

Cables de extensión e interfaz para conectar sensores de SpO2 al monitor. Longitud estándar 2,4 m; se indica el conector del lado del monitor y el sensor requerido.

**228**

referencias

**75**

fichas de producto

**75**

marcas de monitores

EDICIÓN 2026

**Soluciones de Ingeniería Médica S.A.**

SOLINGMED · RUC 1792370892001

Av. 12 de Octubre E10-7 y Roca, Edif. Gayal, Of. 104

La Mariscal, Quito – Ecuador

Tel. / WhatsApp 099 661 5257

[solingmed@hotmail.com](mailto:solingmed@hotmail.com)

[www.solingmed.com](http://www.solingmed.com)

Las marcas de monitores mencionadas pertenecen a sus respectivos fabricantes y se citan únicamente para indicar compatibilidad. Los productos de este catálogo son accesorios compatibles, no originales de dichas marcas. Imágenes referenciales; especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



## Cómo usar este catálogo

Cables de extensión e interfaz para conectar sensores de SpO2 al monitor. Longitud estándar 2,4 m; se indica el conector del lado del monitor y el sensor requerido. Busque la marca y el modelo de su monitor, y solicite el producto con el **código Solingmed**. La columna **Ref.** indica la referencia del fabricante.

### Código Solingmed

# SLM - EX - 0001

**SLM** Código Solingmed  
**EX** Línea: Cables de extensión SpO2  
**0001** Número de artículo (SLM-EX-0001 a SLM-EX-0228)

### Índice de marcas

|             |         |               |         |                |         |              |         |                 |         |
|-------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|
| Angelus     | EX-0001 | Creative      | EX-0036 | Guoteng        | EX-0091 | MEK          | EX-0146 | Schiller        | EX-0204 |
| Anke        | EX-0002 | Criticare     | EX-0023 | Heal Force     | EX-0092 | Mennen       | EX-0153 | Shanghai 3F     | EX-0212 |
| Baozhong    | EX-0022 | Critikon      | EX-0043 | Hellige        | EX-0093 | Mindray      | EX-0109 | Sichuang        | EX-0210 |
| BCI         | EX-0004 | Datascope     | EX-0058 | Huntleigh      | EX-0094 | Nellcor      | EX-0154 | Siemens         | EX-0198 |
| Biocare     | EX-0016 | Datex         | EX-0050 | Infinium       | EX-0095 | Neusoft      | EX-0176 | SIMED           | EX-0209 |
| Biolight    | EX-0006 | Datex-Ohmeda  | EX-0055 | Invivo         | EX-0100 | Newtech      | EX-0167 | Sinohero        | EX-0208 |
| Bionet      | EX-0013 | Digicare      | EX-0060 | Jerry          | EX-0103 | Nihon Kohden | EX-0161 | Spacelabs       | EX-0195 |
| Biosys      | EX-0019 | Dixtal        | EX-0063 | KEMP           | EX-0106 | Nonin        | EX-0172 | Sundray         | EX-0215 |
| Brainer     | EX-0021 | Dolphin       | EX-0064 | Kernel Medical | EX-0105 | Novametrix   | EX-0175 | Sunmind/Edanins | EX-0213 |
| Bruker      | EX-0020 | DRE           | EX-0065 | Kontron        | EX-0104 | Palco        | EX-0177 | Tomorrow        | EX-0217 |
| Choice      | EX-0038 | Edan          | EX-0067 | Lohmeier       | EX-0108 | Penlon       | EX-0179 | Unicare         | EX-0220 |
| Colin/Omron | EX-0048 | Fukuda Denshi | EX-0070 | Lucon          | EX-0107 | Philips      | EX-0182 | USB             | EX-0219 |
| Comen       | EX-0025 | GE            | EX-0075 | M&B            | EX-0151 | Prolife      | EX-0193 | Weinmann        | EX-0222 |
| Contec      | EX-0033 | Generra/Pace  | EX-0089 | Masimo         | EX-0135 | Risingmed    | EX-0194 | Zoll            | EX-0223 |
| Corpuls     | EX-0044 | Tech          | EX-0071 | Mediana        | EX-0150 | S&W          | EX-0203 | Zondan          | EX-0225 |
|             |         | Goldway       | EX-0071 |                |         |              |         |                 |         |



## Cables de extensión SpO2 Angelus

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                        |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0001 | U796-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |



## Cables de extensión SpO2 Anke

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0002 | U771-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor MMED6000D/D;Anke:553;asc-553; Goldway:UT4000;Wan dong; TianRong; Baozhong;Qilan:M-III;Jerry:PM2000; Mindray:PM9000;Richer:RC9000; Shenmai:KP900 |
| SLM-EX-0003 | U771-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor 553A                                                                                                                                            |

## Cables de extensión SpO2 BCI

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0004 | U722-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor BCI BCI: 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, 3400, 3401, 3403, 9200; Spacelabs Burdick: PRO2; Draeger: Oxipac 2000; MMedChoice: MD300A                                                  |
| SLM-EX-0005 | U722-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, DB9 macho → DB9 hembra; requiere sensor BCI BCI: 3180, 3300, 3301, 3404, 6100. 9100,Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus;Larsen & Toubro Limited (L&T Medical) Stellar P, Star 50, Galaxy, Planet, Planet 50, Cosmic |



## Cables de extensión SpO2 Biolight

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      |
|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0006 | U709-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor M66/M69                                            |
| SLM-EX-0007 | U709-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor M6/M12                                             |
| SLM-EX-0008 | U709-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Biolight Digital Monitor                           |
| SLM-EX-0009 | U709-4AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                    |
| SLM-EX-0010 | U709-5AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Biolight Digital Monitor A3,A5,A6,A8               |
| SLM-EX-0011 | U709-6AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Biolight Digital Monitor A3,A5,A6,A8               |
| SLM-EX-0012 | U709-7AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Biolight Digital Monitor:M7000,M8000, M9000,M9500 |

## Cables de extensión SpO2 Bionet

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                       |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0013 | U723-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, redondo 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Bionet BM3,BM3 Plus |
| SLM-EX-0014 | U723-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, redondo 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Bionet BM5          |
| SLM-EX-0015 | U723-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor BM3VET/BM31    |

## Cables de extensión SpO2 Biocare

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                             |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0016 | U746-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Im7, Im8, Im12, Im15 |
| SLM-EX-0017 | U746-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor PM900,PM900S,PM2000  |
| SLM-EX-0018 | U746-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                      |



## Cables de extensión SpO2 Biosys

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                               |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0019 | U743-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Biosys BPM300 y MEK MP 7000 |

## Cables de extensión SpO2 Bruker

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                  |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0020 | U724-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor DC-3002,1H,M3 |

## Cables de extensión SpO2 Brainer

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                    |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0021 | U736-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor 2000A/B/C/E |



## Cables de extensión SpO2 Baozhong

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                             |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0022 | U734-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor BEM-9062D |

## Cables de extensión SpO2 Criticare

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0023 | U712-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor CSI Criticare (CSI) · CSI: 501,503,504,507,508,581 Scholar,Poet 602-3A,1100,1100-3 AMI:7500 Bird:4400 Mindray:503,507,508,509 Vitalog:all |
| SLM-EX-0024 | U712-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor CSI Criticare (CSI) · CSI:503Spot/503DX/504DX/506DX, 507ELC2/SCHOLARIII/8100 poet Plus,Scholar Alaris:Vital Check 440(                    |

## Cables de extensión SpO2 Comen

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0025 | U738-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Start 8000A/8000B/8000C/8000D/ 8000H/;Start-S000B/5000C;C50. (tecnología Digital) |
| SLM-EX-0026 | U738-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, Lemo 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Start-8000E                                                                  |
| SLM-EX-0027 | U738-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor C30,C90 (tecnología Mindray)                                                      |
| SLM-EX-0028 | U738-4AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS C30,C90 (tecnología Masimo)                                                   |
| SLM-EX-0029 | U738-4CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP C30,C90 (tecnología Masimo)                                                    |
| SLM-EX-0030 | U738-5HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax C60,C80 (tecnología Oximax)                                                        |
| SLM-EX-0031 | U738-6HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Oximax                                                                                |
| SLM-EX-0032 | U738-7AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Comen                                                                                    |



## Cables de extensión SpO2 Contec

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                        |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0033 | U748-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital (tecnología Digital) |
| SLM-EX-0034 | U748-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital con placa PCB        |
| SLM-EX-0035 | U748-3AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor CMS9000,CMS8000      |

## Cables de extensión SpO2 Creative

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0036 | U710-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital módulo Digital                                                                      |
| SLM-EX-0037 | U710-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Creative: PC9000,UP6000, TOB-MED:TOM MS-6-P Edan: M9 BIOCARE: BM9000 Goldway Contec |

## Cables de extensión SpO2 Choice

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0038 | U770-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital MMED6000D/D,Anke:553/Goldway: UT4000/Wandong/TianRong/Baozhong/Qilan:M-III/Jerry:PM2000/Mindray:PM9000/Richer:RC9000/Shenmai: KP900 |
| SLM-EX-0039 | U770-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                                                                                                     |
| SLM-EX-0040 | U770-3AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                                                                                                     |
| SLM-EX-0041 | U770-4HL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax tecnología Oximax                                                                                                                    |
| SLM-EX-0042 | U770-5AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                                                                                                     |

## Cables de extensión SpO2 Critikon

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0043 | U733-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Dinamap 8700/8710/8721/9700/9710/8280/8720 Plus |





## Cables de extensión SpO2 Corpuls

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                               |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0044 | U783-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS                        |
| SLM-EX-0045 | U783-1CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP                         |
| SLM-EX-0046 | U783-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 25 pines → DB9 hembra; requiere sensor Corpuls tecnología Oximax + Masimo |
| SLM-EX-0047 | U783-2CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 25 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Corpuls tecnología Oximax + Masimo  |

## Cables de extensión SpO2 Colin/Omron

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0048 | U741-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor BP88/BP306S |
| SLM-EX-0049 | U741-2BL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor             |

## Cables de extensión SpO2 Datex

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0050 | U706-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 8 pines; requiere sensor Ohmeda (OXY-SL3)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SLM-EX-0051 | U706-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Datex:AS/3 , CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS,CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II,Cardiocap 5, Capnomac Ultima,Light Monitor: M- Estpr,Oscar II,OSP-200, Satlite Trans,Satlite Trans Plus,System 5, ULTS00,ULTSIO,ULTSVI,ULTSVO código original de fábrica:SAF-F4           |
| SLM-EX-0052 | U706-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Ohmeda DB9 Datex:AS/3 , CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS,CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II,Cardiocap 5, Capnomac Ultima,Light Monitor: M- Estpr,Oscar II,OSP-200, Satlite Trans,Satlite Trans Plus,System 5, ULTS00,ULTSIO,ULTSVI,ULTSVO código original de fábrica:SAF-F4        |
| SLM-EX-0053 | U706-4DL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Trusignal (TS-N3) Datex:AS/3 , CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS,CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II,Cardiocap 5, Capnomac Ultima,Light Monitor: M- Estpr,Oscar II,OSP-200, Satlite Trans,Satlite Trans Plus,System 5, ULTS00,ULTSIO,ULTSVI,ULTSVO código original de fábrica:SAF-F4 |
| SLM-EX-0054 | U706-4FL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → 8 pines; requiere sensor Ohmeda (OXY-SL3) Datex:AS/3 , CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS,CG/2S, Cardiocap I, Cardiocap II,Cardiocap 5, Capnomac Ultima,Light Monitor: M- Estpr,Oscar II,OSP-200, Satlite Trans,Satlite Trans Plus,System 5, ULTS00,ULTSIO,ULTSVI,ULTSVO código original de fábrica:SAF-F4     |



## Cables de extensión SpO2 Datex-Ohmeda

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0055 | U711-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Ohmeda<br>Datex-Ohmeda: 3750, 3710, 5700 OxiCap, 5250 RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, 3800, Rascal II, GE Medical Systems: serie 7000, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W5-H, TRAM Modular x00SL Series, 200SL, 500SL, 600SL, 800A, 800SL; Mennen: Horizon XL800            |
| SLM-EX-0056 | U711-2FL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 8 pines; requiere sensor Ohmeda (OXY-OL3)<br>Datex-Ohmeda: 3750, 3710, 5700 OxiCap, 5250 RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, 3800, Rascal II, GE Medical Systems: serie 7000, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W5-H, TRAM Modular x00SL Series, 200SL, 500SL, 600SL, 800A, 800SL; Mennen: Horizon XL800     |
| SLM-EX-0057 | U711-3DL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Trusignal (TS-H3)<br>Datex-Ohmeda: 3750, 3710, 5700 OxiCap, 5250 RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, 3800, Rascal II, GE Medical Systems: serie 7000, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W5-H, TRAM Modular x00SL Series, 200SL, 500SL, 600SL, 800A, 800SL; Mennen: Horizon XL800 |

## Cables de extensión SpO2 Datascope

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0058 | U714-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Datascope<br>Datascope: Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus, Passport (Database SpO2), Passport EL, Passport XG, Datascope Multinex Plus Monitor. Compatible for 0600- 00-0026-02 |
| SLM-EX-0059 | U714-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                                                                                                                                               |

## Cables de extensión SpO2 Digicare

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                    |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0060 | U781-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor  |
| SLM-EX-0061 | U781-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor  |
| SLM-EX-0062 | U781-3AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |

## Cables de extensión SpO2 Dixtal

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                  |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0063 | U795-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Dixtal |





## Cables de extensión SpO2 Dolphin

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                         |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0064 | U726-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital (tecnología Digital) |

## Cables de extensión SpO2 DRE

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                               |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0065 | U779-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor DRE |
| SLM-EX-0066 | U779-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor DRE |

## Cables de extensión SpO2 Edan

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                        |
|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0067 | U772-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital (tecnología Digital) |
| SLM-EX-0068 | U772-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor M9                   |
| SLM-EX-0069 | U772-3HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax                       |

## Cables de extensión SpO2 Fukuda Denshi

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0070 | U769-1BL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax |



## Cables de extensión SpO2 Goldway

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                      |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0071 | U708-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor 4000F              |
| SLM-EX-0072 | U708-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor UT4000A            |
| SLM-EX-0073 | U708-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor 4000B              |
| SLM-EX-0074 | U708-4BL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax (tecnología Oximax) |

## Cables de extensión SpO2 GE

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.      | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0075 | U702-1DL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → DB9 hembra; requiere sensor Trusignal (TS-M3) GE Trusat · GE Ohmeda TruSat, TruSat ED, TruSat TD.                                                                       |
| SLM-EX-0076 | U702-1FL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → 8 pines; requiere sensor Ohmeda (OXY-MC3) GE Trusat · GE Ohmeda TruSat, TruSat ED, TruSat TD.                                                                           |
| SLM-EX-0077 | U702-2DL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → DB9 hembra; requiere sensor Trusignal GE Trusignal · GE Trusignal SpO2 sensor                                                                                           |
| SLM-EX-0078 | U702-4AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor GE Medical Systems: Eagle Dash, Solar serie TRAM Modular x50XL Series (tecnología Nellcor)                                         |
| SLM-EX-0079 | U702-5AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS                                                                                                                                |
| SLM-EX-0080 | U702-5CL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP                                                                                                                                 |
| SLM-EX-0081 | U702-5JL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → DB15 hembra; requiere sensor Masimo LNOP                                                                                                                               |
| SLM-EX-0082 | U702-6DL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → DB9 hembra; requiere sensor Trusignal (TS-G3) S/5,i4,Corometrics 259 con tecnología Trusignal Ohmeda (Ohmeda module)                                                   |
| SLM-EX-0083 | U702-6FL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → 8 pines; requiere sensor Ohmeda (OXY-ES3) S/5,i4,Corometrics 259 con tecnología Trusignal Ohmeda (Ohmeda module)                                                       |
| SLM-EX-0084 | U702-7HL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 11 pines → DB9 hembra; requiere sensor GE-Oximax (2021406-001) Dash 2500,3000,4000,5000,5800 con Oxi-tech,Solar 8000,8000M,i9500 con tram module 451N5,851N5. (tecnología Oximax) |
| SLM-EX-0085 | U702-8BL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax                                                                                                                                     |
| SLM-EX-0086 | U702-9AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                                                                                                    |
| SLM-EX-0087 | U702-10AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS                                                                                                                                |
| SLM-EX-0088 | U702-10CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP                                                                                                                                 |



## Cables de extensión SpO2 Generra/Pace Tech

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0089 | U730-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Generra: 710, 200, 300, 400, 810, 530. Pace Techs Model 520, con black face (except for Vitalmax 800w Nellcor). |
| SLM-EX-0090 | U730-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                                                                                 |

## Cables de extensión SpO2 Guteng

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                             |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0091 | U776-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Gt3000,5000,6000,9000 |



## Cables de extensión SpO2 Heal Force

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                       |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0092 | U778-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines 80° → DB9 hembra; requiere sensor Digital |



## Cables de extensión SpO2 Hellige

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0093 | U727-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Servomed4.Generation SCP844,851,852; SCS 804;SMK 151,153,154,155-1,156, 157,SMK181,182,SMV 104T,107,111, 168,SMS316;SMC108;SMV104,Servomed N4,Servocard, Serie Cardioserv, Vicom SM,SMU 511,611,612,630;Serie SMK- 200,SMK210,211,230,231,240,250, SMP 300,310,Pepita 201,202 R,203,Pepita 203,R204,204R,205,Pepita 205R |





## Cables de extensión SpO2 Huntleigh

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                               |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0094 | U777-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor BCI |

## Cables de extensión SpO2 Infinium

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                            |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0095 | U767-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital                          |
| SLM-EX-0096 | U767-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Digital (tecnología Digital) |
| SLM-EX-0097 | U767-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor OMNI III                 |
| SLM-EX-0098 | U767-4AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                         |
| SLM-EX-0099 | U767-5AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                         |

## Cables de extensión SpO2 Invivo

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0100 | U728-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor 4500,4500 Plus, M-IIIenia, OMEGA14 45,Omni-Trak,Satscout (tecnología Nellcor) |
| SLM-EX-0101 | U728-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS M8 (tecnología Masimo)                                                    |
| SLM-EX-0102 | U728-2CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP M8 (tecnología Masimo)                                                     |



## Cables de extensión SpO2 Jerry

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0103 | U759-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |

## Cables de extensión SpO2 Kontron

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0104 | U729-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Kontron: 7138,7840,7845,Minimon 7137 Y7337,Micromon,Supermon,Kolormon, Trakmon. |

## Cables de extensión SpO2 Kernel Medical

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0105 | U774-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |



## Cables de extensión SpO2 KEMP

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0106 | U737-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor KP-900C/900B |

## Cables de extensión SpO2 Lucon

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0107 | U786-1BL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax |

## Cables de extensión SpO2 Lohmeier

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0108 | U718-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Lohmeier M010 N.º de sensor original:6051-0000- 035 |

## Cables de extensión SpO2 Mindray

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0109 | U703-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Mindray Mindray (metálico 5P) · Mindray 509B,500A,PM9000 (tecnología Mindray) |
| SLM-EX-0110 | U703-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor CSI Mindray (metálico 5P) · Mindray MEC-509,509+,503-507 (tecnología CSI)     |
| SLM-EX-0111 | U703-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Ohmeda Mindray (metálico 5P)                                                  |



| CÓDIGO             | REF.      | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SLM-EX-0112</b> | U703-4AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Mindray (Lemo 5P)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SLM-EX-0113</b> | U703-5AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Mindray (Lemo 6P 40°) · Mindray:PM7000,6201 ,8000,9000, VS800(mindray module), MEC-1000,MEC-1200,MEC-100,MEC- 200 Medec:MEDEC-1000, M-1000, M- 1100 Kontron: 7138,7850,7855, ChaoLiDe, JinKeWei,QiLan, Biocare:BM9000 Creative:PC9000,UP6000 (tecnología Nellcor) |
| <b>SLM-EX-0114</b> | U703-8AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Masimo Mindray (Lemo 6P 40°) · PM9000,PM9100,PM9200,PM6201, PM7000,PM8000(antes de 2006) (tecnología Masimo)                                                                                                                                                              |
| <b>SLM-EX-0115</b> | U703-8CL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 40° → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Mindray (Lemo 6P 40°) · PM9000,PM9100,PM9200,PM6201, PM7000,PM8000(antes de 2006) (tecnología Masimo)                                                                                                                                                          |
| <b>SLM-EX-0116</b> | U703-11HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Oximax Mindray (Lemo 6P 40°)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SLM-EX-0117</b> | U703-6AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 60° → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Mindray (6P 60°) · (tecnología Nellcor)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SLM-EX-0118</b> | U703-9AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 60° → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Mindray (6P 60°) · PM9000 Express,PM9201,PM8002, PM6201, PM7000,PM8000(desde 2006) (tecnología Masimo)                                                                                                                                                        |
| <b>SLM-EX-0119</b> | U703-9CL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 60° → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Mindray (6P 60°) · PM9000 Express,PM9201,PM8002, PM6201, PM7000,PM8000(desde 2006) (tecnología Masimo)                                                                                                                                                         |
| <b>SLM-EX-0120</b> | U703-12HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 60° → DB9 hembra; requiere sensor Oximax Mindray (6P 60°) · PM-7000, 6201, 8000,9000 (tecnología Oximax)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SLM-EX-0121</b> | U703-7AL  |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 80° → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Mindray (6P 80°) · PM-7000,6201,8000,9000 (tecnología Nellcor)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SLM-EX-0122</b> | U703-10AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 80° → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Mindray (6P 80°) · VS800 (tecnología Masimo)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SLM-EX-0123</b> | U703-10CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 80° → LNOP; requiere sensor Masimo LNOP Mindray (6P 80°) · VS800 (tecnología Masimo)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SLM-EX-0124</b> | U703-13HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 80° → DB9 hembra; requiere sensor Oximax Mindray (6P 80°) · (tecnología Oximax)                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SLM-EX-0125</b> | U703-14AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Mindray T5 · Beneview T5, T6,T8,PM-6800,iPM serie (tecnología Nellcor)                                                                                                                                                                                                |
| <b>SLM-EX-0126</b> | U703-15AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Mindray T5 · Beneview T5, T6,T8,PM-6800,iPM serie (tecnología Masimo)                                                                                                                                                                                             |
| <b>SLM-EX-0127</b> | U703-15CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Mindray T5 · Beneview T5, T6,T8,PM-6800,iPM serie (tecnología Masimo)                                                                                                                                                                                              |
| <b>SLM-EX-0128</b> | U703-17HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax Mindray T5 · Beneview T5, T6,T8,PM-6800,iPM serie (tecnología Oximax)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SLM-EX-0129</b> | U703-18AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Mindray Mindray T5 · tecnología Masimo + Oximax                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SLM-EX-0130</b> | U703-19AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor BCI Mindray (redondo 12P) · Mindray: PM5000, PM6000 (tecnología BCI)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SLM-EX-0131</b> | U703-20AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Mindray (redondo 12P) · Mindray:PM6000 (tecnología Masimo)                                                                                                                                                                                                       |



| CÓDIGO      | REF.      | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  |
|-------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0132 | U703-20CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Mindray (redondo 12P) · Mindray:PM6000 (tecnología Masimo) |
| SLM-EX-0133 | U703-21BL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Mindray (14P)                                                 |
| SLM-EX-0134 | U703-22BL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax Mindray (14P)                                                  |

## Cables de extensión SpO2 Masimo

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0135 | U719-1BL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, LNOP → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Masimo LNOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SLM-EX-0136 | U719-1BS |        | Cable de extensión SpO2, 10 cm, LNOP → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Masimo LNOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SLM-EX-0137 | U719-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, LNCS → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SLM-EX-0138 | U719-2AS |        | Cable de extensión SpO2, 10 cm, LNCS → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SLM-EX-0139 | U719-2CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, LNCS → LNOP; requiere sensor Masimo LNOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SLM-EX-0140 | U719-2CS |        | Cable de extensión SpO2, 10 cm, LNCS → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SLM-EX-0141 | U719-4AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, LNOP8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SLM-EX-0142 | U719-4CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, LNOP8 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SLM-EX-0143 | U719-5JL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, DB15 pines → DB15 hembra; requiere sensor Masimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SLM-EX-0144 | U719-6AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS<br>Todos los monitores Masimo;MDE: Escort II OPT30 Prism;GE Marquette: Dinamap ProCare con Masimo Pro1000,ProSeries V2,V300; Invivo T8;Schiller:Zoll; Datascope: Passport Trio,Passport 2,Passport XG y Spectrum;Bitmos:sat 800, sat 801,sat 805,sat 816,satPuls, Philips Respironics Alice 5 Diagnostic Sleep System,Medtronic Physio Control Lifepak 12, 20. |
| SLM-EX-0145 | U719-6CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP<br>Todos los monitores Masimo;MDE: Escort II OPT30 Prism;GE Marquette: Dinamap ProCare con Masimo Pro1000,ProSeries V2,V300; Invivo T8;Schiller:Zoll; Datascope: Passport Trio,Passport 2,Passport XG y Spectrum;Bitmos:sat 800, sat 801,sat 805,sat 816,satPuls, Philips Respironics Alice 5 Diagnostic Sleep System,Medtronic Physio Control Lifepak 12, 20.  |



## Cables de extensión SpO2 MEK

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                       |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0146 | U713-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, DB6 pines → DB9 hembra; requiere sensor MEK MP100,MP110 MP500,MP500,MP600, MP1000 |
| SLM-EX-0147 | U713-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor MEK                                         |
| SLM-EX-0148 | U713-3AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor MEK MP1000                                  |
| SLM-EX-0149 | U713-4AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor (tecnología Nellcor)                |

## Cables de extensión SpO2 Mediana

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                            |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0150 | U764-1BL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Mediana YM6000 (Oximax) |



## Cables de extensión SpO2 M&amp;B

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                       |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0151 | U717-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor M&B:CD2000,MB526T   |
| SLM-EX-0152 | U717-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Ohmeda M&B526+Ohmeda Module |

## Cables de extensión SpO2 Mennen

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0153 | U720-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |





## Cables de extensión SpO2 Nellcor

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0154 | U701-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, DB9 macho (7) → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor (EC-8)<br>Nellcor: N100,N180,N200,N- 20,NPB-50, NPB-75,NPB-290,NPB- 295,N-390, N-395,N-3000,N-6000 (tecnología Nellcor)                                                                             |
| SLM-EX-0155 | U701-1AS |        | Cable de extensión SpO2, 1,2 m, DB9 macho (7) → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor (EC-4)<br>Nellcor: N100,N180,N200,N- 20,NPB-50, NPB-75,NPB-290,NPB- 295,N-390, N-395,N-3000,N-6000 (tecnología Nellcor)                                                                             |
| SLM-EX-0156 | U701-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, DB9 macho → DB9 hembra; requiere sensor Oximax (DEC-8)<br>Todos los equipos Nellcor y con tecnología Nellcor, incluidos NBP195, Philips Viridia A3. monitores OEM no listados. (tecnología Oximax)                                                      |
| SLM-EX-0157 | U701-2AS |        | Cable de extensión SpO2, 1,2 m, DB9 macho → DB9 hembra; requiere sensor Oximax (DEC-4)<br>Todos los equipos Nellcor y con tecnología Nellcor, incluidos NBP195, Philips Viridia A3. monitores OEM no listados. (tecnología Oximax)                                                      |
| SLM-EX-0158 | U701-2K  |        | Adaptador SpO2 DB9 macho → DB9 hembra; requiere sensor Oximax<br>Todos los equipos Nellcor y con tecnología Nellcor, incluidos NBP195, Philips Viridia A3. monitores OEM no listados. (tecnología Oximax)                                                                               |
| SLM-EX-0159 | U701-3BL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax (DOC-10)<br>Nellcor OxiMax: N-560,N-595,N- 500,N-600x,Huntleigh monitors y Cardio Aid 200 Defibrillators. (tecnología Oximax)                                                                             |
| SLM-EX-0160 | U701-4AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor (SCP-10)<br>Datascop: Accutorr plus (nellcor), Nellcor: NPB-290/5,N-390,N 395, N3000, N6000,NPB-290/5,N-390,N-395,N3000, N6000. Nihon Kohden: BSM-4104A, BSM-4114A; Colin BP88/306. (tecnología Nellcor) |

## Cables de extensión SpO2 Nihon Kohden

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0161 | U705-1GL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nihon Kohden<br>Nihon Kohden: AL-800PA Module BSM-1101 LifeScope EC, BSM-2101/2 LifeScope L, BSM-3101 lifeScope LC, BSM-7100/7200 LifeScope 8, BSM-8200/1 lifeScope 12, BSM-8301/2 lifeScope 9, SM-8800 LifeScope14,OLV-1100A |
| SLM-EX-0162 | U705-2GL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nihon Kohden<br>Nihon Kohden : BSM4101,4103,4111,4113 Life scope P; BSM-5105,5135 Life scope A BSM-2351,2353 Life scope L BSM-2301,2303,Life Scope I                                                                          |
| SLM-EX-0163 | U705-3HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax (tecnología Oximax)                                                                                                                                                                                                    |
| SLM-EX-0164 | U705-5AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS (tecnología Masimo)                                                                                                                                                                                               |
| SLM-EX-0165 | U705-5CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP (tecnología Masimo)                                                                                                                                                                                                |
| SLM-EX-0166 | U705-6GL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 20 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nihon Kohden<br>OPV-1500,OPV-3100                                                                                                                                                                                             |



## Cables de extensión SpO2 Newtech

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0167 | U740-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Newtech Newtech (GMI)                                                                                                                         |
| SLM-EX-0168 | U740-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines 80° → DB9 hembra; requiere sensor Digital Newtech (GMI) · PM9300,PM90,PM900A (tecnología Digital)                                                                           |
| SLM-EX-0169 | U740-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Digital Newtech (GMI) · PM9300,PM90,PM900A,G2A monitor de signos vitales,G3A,G3C,G3D,G3F,G3G,G3H monitor de paciente (tecnología Digital) |
| SLM-EX-0170 | U740-5AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Newtech (GMI) · NT2A (tecnología Digital)                                                                                             |
| SLM-EX-0171 | U740-6AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital Newtech (GMI) · NT3A (tecnología Digital)                                                                                            |

## Cables de extensión SpO2 Nonin

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                      |
|-------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0172 | U721-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nonin 8604,8604D                           |
| SLM-EX-0173 | U721-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nonin Nonin:8500,8600,8700,8800, 9600,9700 |
| SLM-EX-0174 | U721-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 9 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nonin                                      |

## Cables de extensión SpO2 Novamatrix

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0175 | U716-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Novamatrix Novamatrix:505,510,511,515B/C,520,7000,7100,Oxypleth; Spacelabs:90351- D/G,90465,90466, 90467 ,90468,90651-07/08,90419- 01, 90651A-07. |



## Cables de extensión SpO2 Neusoft

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0176 | U751-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Neusoft |

## Cables de extensión SpO2 Palco

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                   |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0177 | U731-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Todos los Palco |
| SLM-EX-0178 | U731-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                 |

## Cables de extensión SpO2 Penlon

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0179 | U763-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Penlon Intermed monitor de paciente (tecnología Nellcor)    |
| SLM-EX-0180 | U763-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Penlon Intermed monitor de paciente (tecnología Masimo) |
| SLM-EX-0181 | U763-2CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Penlon Intermed monitor de paciente (tecnología Masimo)  |



## Cables de extensión SpO2 Philips

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0182 | U704-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Philips (8P) · Viridia 24C,C1,C3,M3,M4,MP20 MP30, MP40,MP50,MP70,MP80,VM4,VM6 VM8,M2601A,M3000A,M6500B,M4735A (tecnología Nellcor)            |
| SLM-EX-0183 | U704-1EL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → 8J (Philips); requiere sensor Philips Philips (8P) · Viridia 24C,C1,C3,M3,M4,MP20 MP30, MP40,MP50,MP70,MP80,VM4,VM6 VM8,M2601A,M3000A,M6500B,M4735A (tecnología Nellcor)    |
| SLM-EX-0184 | U704-1ES |        | Cable de extensión SpO2, 1,2 m, 8 pines → 8J (Philips); requiere sensor Philips Philips (8P) · Viridia 24C,C1,C3,M3,M4,MP20 MP30, MP40,MP50,MP70,MP80,VM4,VM6 VM8,M2601A,M3000A,M6500B,M4735A (tecnología Nellcor)    |
| SLM-EX-0185 | U704-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo Philips (8P) · Viridia 24C,C1,C3,M3,M4,MP20 MP30, MP40,MP50,MP70,MP80,VM4,VM6 VM8,M2601A,M3000A,M6500B,M4735A (tecnología Masimo)        |
| SLM-EX-0186 | U704-2CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Philips (8P) · Viridia 24C,C1,C3,M3,M4,MP20 MP30, MP40,MP50,MP70,MP80,VM4,VM6 VM8,M2601A,M3000A,M6500B,M4735A (tecnología Masimo)    |
| SLM-EX-0187 | U704-3HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax Philips (8P) · Viridia 24C,C1,C3,M3,M4,MP20 MP30, MP40,MP50,MP70,MP80,VM4,VM6 VM8,M2601A,M3000A,M6500B,M4735A (tecnología Oximax)        |
| SLM-EX-0188 | U704-4AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Philips (12P) · Philips 78352A/C, 78354A/C,78834C, M1020A,M1025A/B,M1205A,M1350B, M1722A/B,M1723A/B,M2475B,V24 (tecnología Nellcor)    |
| SLM-EX-0189 | U704-4EL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → 8J (Philips); requiere sensor Philips Philips (12P) · Philips 78352A/C, 78354A/C,78834C, M1020A,M1025A/B,M1205A,M1350B, M1722A/B,M1723A/B,M2475B,V24 (tecnología Nellcor)  |
| SLM-EX-0190 | U704-4ES |        | Cable de extensión SpO2, 1,2 m, 12 pines → 8J (Philips); requiere sensor Philips Philips (12P) · Philips 78352A/C, 78354A/C,78834C, M1020A,M1025A/B,M1205A,M1350B, M1722A/B,M1723A/B,M2475B,V24 (tecnología Nellcor)  |
| SLM-EX-0191 | U704-5AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS Philips (12P) · Philips 78352A/C, 78354A/C,78834C, M1020A,M1025A/B,M1205A,M1350B, M1722A/B,M1723A/B,M2475B,V24 (tecnología Masimo) |
| SLM-EX-0192 | U704-5CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 12 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Philips (12P) · Philips 78352A/C, 78354A/C,78834C, M1020A,M1025A/B,M1205A,M1350B, M1722A/B,M1723A/B,M2475B,V24 (tecnología Masimo)  |

## Cables de extensión SpO2 Prolife

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

|  | CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                         |
|--|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SLM-EX-0193 | U791-1HL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax P10(tecnología Oximax) |



## Cables de extensión SpO2 Risingmed

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0194 | U788-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |

## Cables de extensión SpO2 Spacelabs

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0195 | U707-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Spacelabs Medical: 90351-0/6, 90309, 90465, 0466, 90489, 90651. A, IM77, 90308, PC Scout                       |
| SLM-EX-0196 | U707-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Spacelabs 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300                    |
| SLM-EX-0197 | U707-3HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax<br>Spacelabs 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300 (tecnología Oximax) |

## Cables de extensión SpO2 Siemens

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0198 | U715-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Siemens Drager: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000X, Infinity Vista y Infinity Delta. |
| SLM-EX-0199 | U715-2HL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Oximax (tecnología Oximax)                                                                   |
| SLM-EX-0200 | U715-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS (tecnología Masimo)                                                              |
| SLM-EX-0201 | U715-3CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 6J (LNOP); requiere sensor LNOP (tecnología Masimo)                                                                      |
| SLM-EX-0202 | U715-4AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Siemens Medical: Sirecust 700, Sirecust 630, Sirem SpO2 Module                   |



## Cables de extensión SpO2 S&amp;W

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0203 | U732-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 10 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor S&W Artema · S&W (Diascope G2) monitor, Diascope 1, 2 y 3,8000 |

## Cables de extensión SpO2 Schiller

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             |
|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0204 | U725-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                                                                           |
| SLM-EX-0205 | U725-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Schiller Argus CM8, SM783, SM784, SM785, TM910, TM-7 (tecnología Nellcor) |
| SLM-EX-0206 | U725-3AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo Argus Pro, Argus LCM ,ASAT,S- 50/100/100A (tecnología Masimo)              |
| SLM-EX-0207 | U725-3CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP Argus Pro, Argus LCM ,ASAT,S- 50/100/100A (tecnología Masimo)          |

## Cables de extensión SpO2 Sinohero

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0208 | U780-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |



## Cables de extensión SpO2 SIMED

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                          |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0209 | U775-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 7 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Baxter:ASAT Simed:S-50 Simed:s-100e |

## Cables de extensión SpO2 Sichuang

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0210 | U739-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor              |
| SLM-EX-0211 | U739-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Prophet21 |

## Cables de extensión SpO2 Shanghai 3F

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0212 | U749-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>Diona Pms-8100;IRIS300/IRIS400; Phoebe PMS8300/8310; Phoebe Pro PMS8300/8310,<br>PMS8110A |

## Cables de extensión SpO2 Sunmind/Edanins

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                             |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0213 | U768-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>MP500,MP600,PM700,EM9000P              |
| SLM-EX-0214 | U768-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor<br>MP900F/MP9000;EM9000, EM9000S, EM9000E |



## Cables de extensión SpO2 Sundray

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0215 | U789-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |
| SLM-EX-0216 | U789-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Sundray |

## Cables de extensión SpO2 Tomorrow

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                           |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0217 | U750-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 5 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Tomorrow (Tianrong)     |
| SLM-EX-0218 | U750-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor Tomorrow (Tianrong) |

## Cables de extensión SpO2 USB

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                           |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0219 | U799-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, USB → DB9 hembra; requiere sensor USB |

## Cables de extensión SpO2 Unicare

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                        |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0220 | U758-1AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                      |
| SLM-EX-0221 | U758-2AL |  | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Digital (tecnología Digital) |



## Cables de extensión SpO2 Weinmann

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2



| CÓDIGO      | REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0222 | U766-1AL | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor |

## Cables de extensión SpO2 Zoll

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                            |
|-------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0223 | U747-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS (tecnología Masimo) |
| SLM-EX-0224 | U747-1CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 14 pines → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP (tecnología Masimo)  |

## Cables de extensión SpO2 Zondan

CABLES DE EXTENSIÓN SPO2

| CÓDIGO      | REF.     | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                               |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM-EX-0225 | U755-1AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 6 pines → DB9 hembra; requiere sensor Nellcor                             |
| SLM-EX-0226 | U755-2AL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines 40° → DB9 hembra; requiere sensor Masimo LNCS (tecnología Masimo) |
| SLM-EX-0227 | U755-2CL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines 40° → 6J (LNOP); requiere sensor Masimo LNOP (tecnología Masimo)  |
| SLM-EX-0228 | U755-2JL |        | Cable de extensión SpO2, 2,4 m, 8 pines 40° → DB15 hembra; requiere sensor Masimo (tecnología Masimo)     |