



SOLINGMED

Soluciones de Ingeniería Médica S.A. · Venta y mantenimiento de equipo médico · Quito, Ecuador

CATÁLOGO DE ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PACIENTES

Sondas de temperatura

Sondas de temperatura rectales/esofágicas y de superficie (piel), reutilizables y desechables, y cables de interfaz para las series YSI 400/700 y monitores compatibles.

40

referencias

15

fichas de producto

13

marcas de monitores

EDICIÓN 2026

Soluciones de Ingeniería Médica S.A.

SOLINGMED · RUC 1792370892001

Av. 12 de Octubre E10-7 y Roca, Edif. Gayal, Of. 104

La Mariscal, Quito – Ecuador

Tel. / WhatsApp 099 661 5257

solingmed@hotmail.com

www.solingmed.com

Las marcas de monitores mencionadas pertenecen a sus respectivos fabricantes y se citan únicamente para indicar compatibilidad. Los productos de este catálogo son accesorios compatibles, no originales de dichas marcas. Imágenes referenciales; especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



Cómo usar este catálogo

Sondas de temperatura rectales/esofágicas y de superficie (piel), reutilizables y desechables, y cables de interfaz para las series YSI 400/700 y monitores compatibles. Busque la marca y el modelo de su monitor, y solicite el producto con el **código Solingmed**. La columna **Ref.** indica la referencia del fabricante.

Código Solingmed

SLM - TP - 0001

SLM Código Solingmed
TP Línea: Sondas de temperatura
0001 Número de artículo (SLM-TP-0001 a SLM-TP-0040)

Índice de marcas

18B20	TP-0012	Atom	TP-0016	GE	TP-0024	PT100	TP-0034	YSI	TP-0001
Air Shield	TP-0014	Creative	TP-0020	Mindray	TP-0032	Siemens	TP-0036		
Artema	TP-0018	Datascope	TP-0022	Philips	TP-0029	Spacelabs	TP-0039		



YSI 400 serie

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0001	U601-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0002	U601-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0003	U601-2A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 10KΩ, 3 m
SLM-TP-0004	U601-2B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 10KΩ, 3 m
SLM-TP-0005	U601-1F		Cable de extensión/interfaz de temperatura, 2P, 3 m
SLM-TP-0006	UD601-1FA		Sonda de temperatura rectal/esofágica desechable, 2,25KΩ, 0,8 m (pedido mínimo: 50 uds.)
SLM-TP-0007	UD601-1FB		Sonda de temperatura de superficie (piel) desechable, 2,25KΩ, 0,8 m (pedido mínimo: 50 uds.)
SLM-TP-0008	UD601-1GB		Sonda de temperatura de superficie (piel) desechable, 2,25KΩ, 0,8 m (pedido mínimo: 50 uds.)
SLM-TP-0009	UD601-2GB		Sonda de temperatura de superficie (piel) desechable, 10KΩ, 0,8 m (pedido mínimo: 50 uds.)

YSI 700 serie

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0010	U601-3A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 6K/30KΩ, 3 m
SLM-TP-0011	U601-3B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 6K/30KΩ, 3 m



18B20

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0012	U6104-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 18B20, 3 m
SLM-TP-0013	U6104-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 18B20, 3 m

Air Shield

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0014	U6105-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 6,867KΩ, 3 m
SLM-TP-0015	U6105-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 6,867KΩ, 3 m



Atom

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0016	U6106-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0017	U6106-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m

Artema

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0018	U632-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0019	U632-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m



Creative

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0020	U610-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 10KΩ, 3 m
SLM-TP-0021	U610-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 10KΩ, 3 m

Datascope

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0022	U614-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0023	U614-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m



GE

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0024	U602-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25K Ω , 3 m
SLM-TP-0025	U602-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25K Ω , 3 m
SLM-TP-0026	U602-1J		Cable de extensión de temperatura, a YSI serie 400 y YSI serie 700

GE-Ohmeda Giraffe

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0027	U611-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 10K/10K Ω , 3 m
SLM-TP-0028	U611-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 10K/10K Ω , 3 m



Philips

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0029	U604-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0030	U604-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0031	U604-1F		Cable de extensión/interfaz de temperatura, 3 m

Mindray T5/T8

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0032	U603-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0033	U603-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m



PT100

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0034	U692-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, PT100, 3 m
SLM-TP-0035	U692-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), PT100, 3 m

Siemens

SONDAS DE TEMPERATURA



CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
SLM-TP-0036	U615-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0037	U615-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m
SLM-TP-0038	U615-1F		Cable de extensión/interfaz de temperatura, 3 m



Spacelabs

SONDAS DE TEMPERATURA

	CÓDIGO	REF.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	SLM-TP-0039	U607-1A		Sonda de temperatura rectal/esofágica, 2,25KΩ, 3 m
	SLM-TP-0040	U607-1B		Sonda de temperatura de superficie (piel), 2,25KΩ, 3 m