



SOLINGMED

Soluciones de Ingeniería Médica S.A. · Venta y mantenimiento de equipo médico · Quito, Ecuador

CATÁLOGO DE ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PACIENTES

Sensores de SpO2 reutilizables

Sensores de saturación de oxígeno reutilizables, compatibles con los principales monitores de paciente. Cada modelo se ofrece en ocho tipos de sensor y en cable de 3 m (sufijo L en la referencia) o de 1 m (sufijo S).

2.160

referencias

232

fichas de producto

84

marcas de monitores

EDICIÓN 2026

Soluciones de Ingeniería Médica S.A.

SOLINGMED · RUC 1792370892001

Av. 12 de Octubre E10-7 y Roca, Edif. Gayal, Of. 104

La Mariscal, Quito – Ecuador

Tel. / WhatsApp 099 661 5257

solingmed@hotmail.com

www.solingmed.com

Las marcas de monitores mencionadas pertenecen a sus respectivos fabricantes y se citan únicamente para indicar compatibilidad. Los productos de este catálogo son accesorios compatibles, no originales de dichas marcas. Imágenes referenciales; especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.



Cómo usar este catálogo

Sensores de saturación de oxígeno reutilizables, compatibles con los principales monitores de paciente. Cada modelo se ofrece en ocho tipos de sensor y en cable de 3 m (sufijo L en la referencia) o de 1 m (sufijo S).

Busque la marca y el modelo de su monitor, y solicite el producto con el **código Solingmed**. La columna **Ref.** indica la referencia del fabricante.

Código Solingmed

SLM - SP - 0001

SLM Código Solingmed

SP Línea: Sensores de SpO2 reutilizables

0001 Número de artículo (SLM-SP-0001 a SLM-SP-2160)

Tipos de sensor

TIPO	SENSOR	PACIENTE	CABLE
A	Clip de dedo adulto	Adulto >40 kg	3 m (ref. ...AL) · 1 m (ref. ...AS)
B	Punta suave de silicona adulto	Adulto >40 kg	3 m (ref. ...BL) · 1 m (ref. ...BS)
C	Clip de dedo pediátrico	Pediátrico 10–40 kg	3 m (ref. ...CL) · 1 m (ref. ...CS)
D	Punta suave de silicona pediátrico	Pediátrico 10–40 kg	3 m (ref. ...DL) · 1 m (ref. ...DS)
E	Punta suave de silicona infantil	Infantil 3–15 kg	3 m (ref. ...EL) · 1 m (ref. ...ES)
F	Envoltura de silicona neonatal	Neonatal 1–4 kg	3 m (ref. ...FL) · 1 m (ref. ...FS)
G	Tipo "Y" neonatal (multisitio)	Neonatal 1–4 kg	3 m (ref. ...GL) · 1 m (ref. ...GS)
H	Clip de oreja adulto	Adulto >40 kg	3 m (ref. ...HL) · 1 m (ref. ...HS)

En las tablas, busque la fila de su monitor y la columna del tipo de sensor: la celda muestra el código Solingmed (sin el prefijo SLM-) y debajo la referencia del fabricante. La letra del tipo de sensor aparece en la referencia del fabricante, por ejemplo U401-1AL = clip de dedo adulto, cable de 3 m.

Índice de marcas

Angelus	SP-0001	Creative	SP-0345	Heal Force	SP-1065	Mennen	SP-1609	Shanghai 3F	SP-2097
Anke	SP-0009	Criticare	SP-0233	Hellige	SP-1073	Mindray	SP-1241	Sichuang	SP-2081
Baozhong	SP-0201	Critikon	SP-0441	Huntleigh	SP-1081	Nellcor	SP-1617	Siemens	SP-2001
BCI	SP-0025	Datascope	SP-0697	Infinium	SP-1105	Neusoft	SP-1841	SIMED	SP-2073
Biocare	SP-0153	Datex	SP-0649	Invivo	SP-1161	Newtech	SP-1721	Sinohero	SP-2065
Biolight	SP-0049	Datex-Ohmeda	SP-0633	Jerry	SP-1177	Nihon Kohden	SP-1665	Spacelabs	SP-1977
Bionet	SP-0121	Digicare	SP-0721	KEMP	SP-1209	Nonin	SP-1777	Sundray	SP-2121
Biosys	SP-0177	Dima	SP-0761	Kernel Medical	SP-1201	Novametrix	SP-1809	Sunmind/Edanins	SP-2105
Brainer	SP-0193	Dixtal	SP-0777	Kontron	SP-1185	OEM	SP-1849	Sunray	SP-2129
Bruker	SP-0185	Dolphin	SP-0793	Krypton	SP-1193	Palco	SP-1937	Tomorrow	SP-2137
CAS Medical	SP-0209	DRE	SP-0817	Lefu	SP-1217	Penlon	SP-1865	Unicare	SP-0513
Charmcare	SP-0425	Edan	SP-0833	Lohmeier	SP-1233	Philips	SP-1881	USB	SP-2153
Choice	SP-0369	Fukuda Denshi	SP-0889	Lucon	SP-1225	Physio-Control	SP-1513	Weinmann	SP-0529
Colin/Omron	SP-0481	GE	SP-0945	M&B	SP-1593	RGB	SP-1953	Welch Allyn	SP-0545
Comen	SP-0257	Generra/Pace	SP-1041	Masimo	SP-1425	Risingmed	SP-1969	Zoll	SP-0577
Contec	SP-0313	Tech	SP-0913	Mediana	SP-1585	S&W	SP-2033	Zondan	SP-0601
Corpuls	SP-0449	Goldway	SP-0913	MEK	SP-1545	Schiller	SP-2041		
		Guoteng	SP-1057						




Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto	
	Angelus (7 pines)	3 m	SP-0001 U496-1AL	SP-0002 U496-1BL	SP-0003 U496-1CL	SP-0004 U496-1DL	SP-0005 U496-1EL	SP-0006 U496-1FL	SP-0007 U496-1GL	SP-0008 U496-1HL
	Anke (5 pines) MMED6000D/D; Anke: 553; Asc-553; Goldway: UT5000; Want dong; TianRong; Baozhong; Qilan: M-III; Jerry: PM2000; Mindray: PM9000; Richer: RC9000; Shenmai: KP900	3 m	SP-0009 U471-1AL	SP-0010 U471-1BL	SP-0011 U471-1CL	SP-0012 U471-1DL	SP-0013 U471-1EL	SP-0014 U471-1FL	SP-0015 U471-1GL	SP-0016 U471-1HL
	Anke (7 pines) 553A	3 m	SP-0017 U471-2AL	SP-0018 U471-2BL	SP-0019 U471-2CL	SP-0020 U471-2DL	SP-0021 U471-2EL	SP-0022 U471-2FL	SP-0023 U471-2GL	SP-0024 U471-2HL
	BCI (7 pines) BCI: 3180, 3300, 3301, 3505, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus; Larsen & Toubro (L&T Medical): Stellar P, Star 50, Galaxy, Planet, Planet 50, Cosmic	3 m	SP-0025 U422-1AL	SP-0026 U422-1BL	SP-0027 U422-1CL	SP-0028 U422-1DL	SP-0029 U422-1EL	SP-0030 U422-1FL	SP-0031 U422-1GL	SP-0032 U422-1HL
	BCI DB9 (9 pines) BCI: 3305, 3303, 3302, 3301, 3300, 3500, 3501, 3503, 9200; Spacelabs Burdick: PRO2; Draeger: Oxipac 2000; MMedChoice: MD300A	3 m	SP-0033 U422-2AL	SP-0034 U422-2BL	SP-0035 U422-2CL	SP-0036 U422-2DL	SP-0037 U422-2EL	SP-0038 U422-2FL	SP-0039 U422-2GL	SP-0040 U422-2HL
		1 m	SP-0041 U422-2AS	SP-0042 U422-2BS	SP-0043 U422-2CS	SP-0044 U422-2DS	SP-0045 U422-2ES	SP-0046 U422-2FS	SP-0047 U422-2GS	SP-0048 U422-2HS
	Biolight (5 pines) M66/M69	3 m	SP-0049 U409-1AL	SP-0050 U409-1BL	SP-0051 U409-1CL	SP-0052 U409-1DL	SP-0053 U409-1EL	SP-0054 U409-1FL	SP-0055 U409-1GL	SP-0056 U409-1HL
	Biolight (5 pines) M6/M12	3 m	SP-0057 U409-2AL	SP-0058 U409-2BL	SP-0059 U409-2CL	SP-0060 U409-2DL	SP-0061 U409-2EL	SP-0062 U409-2FL	SP-0063 U409-2GL	SP-0064 U409-2HL
	Biolight Digital (5 pines) M69, M8000, M9000, M8000A, M9000A, BTD-352A, Biolight (tecnología Digital)	3 m	SP-0065 U409-3AL	SP-0066 U409-3BL	SP-0067 U409-3CL	SP-0068 U409-3DL	SP-0069 U409-3EL	SP-0070 U409-3FL	SP-0071 U409-3GL	SP-0072 U409-3HL
	Biolight (6 pines)	3 m	SP-0073 U409-4AL	SP-0074 U409-4BL	SP-0075 U409-4CL	SP-0076 U409-4DL	SP-0077 U409-4EL	SP-0078 U409-4FL	SP-0079 U409-4GL	SP-0080 U409-4HL
	Biolight (7 pines) Monitor Biolight Digital A3, A5, A6, A8 (tecnología Digital)	3 m	SP-0081 U409-5AL	SP-0082 U409-5BL	SP-0083 U409-5CL	SP-0084 U409-5DL	SP-0085 U409-5EL	SP-0086 U409-5FL	SP-0087 U409-5GL	SP-0088 U409-5HL
	Biolight DB9 (7 pines) A3, A5, A6, A8 (tecnología Digital)	1 m	SP-0089 U409-6AS	SP-0090 U409-6BS	SP-0091 U409-6CS	SP-0092 U409-6DS	SP-0093 U409-6ES	SP-0094 U409-6FS	SP-0095 U409-6GS	SP-0096 U409-6HS
	Biolight DB9 (7 pines) M7000, M8000 (tecnología Digital)	1 m	SP-0097 U409-7AS	SP-0098 U409-7BS	SP-0099 U409-7CS	SP-0100 U409-7DS	SP-0101 U409-7ES	SP-0102 U409-7FS	SP-0103 U409-7GS	SP-0104 U409-7HS
	Biolight (9 pines) Monitor Biolight Digital A3, A5, A6, A8, M7000, M8000, M9000, M9500 (tecnología Digital)	3 m	SP-0105 U409-8AL	SP-0106 U409-8BL	SP-0107 U409-8CL	SP-0108 U409-8DL	SP-0109 U409-8EL	SP-0110 U409-8FL	SP-0111 U409-8GL	SP-0112 U409-8HL
	Biolight (12 pines) Monitor Biolight Digital: M7000, M8000, M9000, M9500 (tecnología Digital)	3 m	SP-0113 U409-9AL	SP-0114 U409-9BL	SP-0115 U409-9CL	SP-0116 U409-9DL	SP-0117 U409-9EL	SP-0118 U409-9FL	SP-0119 U409-9GL	SP-0120 U409-9HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Bionet (6 pines) BM3, BM3 Plus	3 m	SP-0121 U423-1AL	SP-0122 U423-1BL	SP-0123 U423-1CL	SP-0124 U423-1DL	SP-0125 U423-1EL	SP-0126 U423-1FL	SP-0127 U423-1GL	SP-0128 U423-1HL
 Bionet (7 pines) BM5	3 m	SP-0129 U423-2AL	SP-0130 U423-2BL	SP-0131 U423-2CL	SP-0132 U423-2DL	SP-0133 U423-2EL	SP-0134 U423-2FL	SP-0135 U423-2GL	SP-0136 U423-2HL
 Bionet (7 pines) BM3VET/BM31	3 m	SP-0137 U423-3AL	SP-0138 U423-3BL	SP-0139 U423-3CL	SP-0140 U423-3DL	SP-0141 U423-3EL	SP-0142 U423-3FL	SP-0143 U423-3GL	SP-0144 U423-3HL
 Bionet DB9 (7 pines)	1 m	SP-0145 U423-4AS	SP-0146 U423-4BS	SP-0147 U423-4CS	SP-0148 U423-4DS	SP-0149 U423-4ES	SP-0150 U423-4FS	SP-0151 U423-4GS	SP-0152 U423-4HS
 Biocare (5 pines) Im7, Im8, Im12, Im15 (módulo Digital)	3 m	SP-0153 U446-1AL	SP-0154 U446-1BL	SP-0155 U446-1CL	SP-0156 U446-1DL	SP-0157 U446-1EL	SP-0158 U446-1FL	SP-0159 U446-1GL	SP-0160 U446-1HL
 Biocare (6 pines) PM900, PM900S, PM2000	3 m	SP-0161 U446-2AL	SP-0162 U446-2BL	SP-0163 U446-2CL	SP-0164 U446-2DL	SP-0165 U446-2EL	SP-0166 U446-2FL	SP-0167 U446-2GL	SP-0168 U446-2HL
 Biocare (6 pines)	3 m	SP-0169 U446-3AL	SP-0170 U446-3BL	SP-0171 U446-3CL	SP-0172 U446-3DL	SP-0173 U446-3EL	SP-0174 U446-3FL	SP-0175 U446-3GL	SP-0176 U446-3HL
 Biosys (6 pines) Biosys BPM300 y MEK MP 7000	3 m	SP-0177 U443-1AL	SP-0178 U443-1BL	SP-0179 U443-1CL	SP-0180 U443-1DL	SP-0181 U443-1EL	SP-0182 U443-1FL	SP-0183 U443-1GL	SP-0184 U443-1HL
 Bruker (12 pines) DC-3002, IH, M3	3 m	SP-0185 U424-1AL	SP-0186 U424-1BL	SP-0187 U424-1CL	SP-0188 U424-1DL	SP-0189 U424-1EL	SP-0190 U424-1FL	SP-0191 U424-1GL	SP-0192 U424-1HL
 Brainer (6 pines) 2000A/B/C/E	3 m	SP-0193 U436-1AL	SP-0194 U436-1BL	SP-0195 U436-1CL	SP-0196 U436-1DL	SP-0197 U436-1EL	SP-0198 U436-1FL	SP-0199 U436-1GL	SP-0200 U436-1HL
 Baozhong (5 pines) BEM-9062D	3 m	SP-0201 U434-1AL	SP-0202 U434-1BL	SP-0203 U434-1CL	SP-0204 U434-1DL	SP-0205 U434-1EL	SP-0206 U434-1FL	SP-0207 U434-1GL	SP-0208 U434-1HL
 CAS Medical DB9 (7 pines) 740-750 (tecnología Masimo)	1 m	SP-0209 U486-1AS	SP-0210 U486-1BS	SP-0211 U486-1CS	SP-0212 U486-1DS	SP-0213 U486-1ES	SP-0214 U486-1FS	SP-0215 U486-1GS	SP-0216 U486-1HS
 CAS Medical DB9 (9 pines) Oscillomate 9002, 9303, 9302S (tecnología Nonin)	1 m	SP-0217 U486-2AS	SP-0218 U486-2BS	SP-0219 U486-2CS	SP-0220 U486-2DS	SP-0221 U486-2ES	SP-0222 U486-2FS	SP-0223 U486-2GS	SP-0224 U486-2HS
 CAS Medical (14 pines) 740-750 (tecnología Masimo)	3 m	SP-0225 U486-3AL	SP-0226 U486-3BL	SP-0227 U486-3CL	SP-0228 U486-3DL	SP-0229 U486-3EL	SP-0230 U486-3FL	SP-0231 U486-3GL	SP-0232 U486-3HL
 Criticare (CSI) (5 pines) CSI: 501, 503, 505, 507, 508, 581 Scholar, Poet 602-3A, 1100, 1100-3; AMI: 7500; Bird: 5500; Mindray: 503, 507, 508, 509; Vitalog: todos	3 m	SP-0233 U412-1AL	SP-0234 U412-1BL	SP-0235 U412-1CL	SP-0236 U412-1DL	SP-0237 U412-1EL	SP-0238 U412-1FL	SP-0239 U412-1GL	SP-0240 U412-1HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Criticare (CSI) (6 pines) CSI: 503Spot/503DX/505DX/506DX/507ELC2/Scholar III/8100 Poet Plus, Scholar; Alaris: Vital Check 5500	3 m	SP-0241 U412-2AL	SP-0242 U412-2BL	SP-0243 U412-2CL	SP-0244 U412-2DL	SP-0245 U412-2EL	SP-0246 U412-2FL	SP-0247 U412-2GL	SP-0248 U412-2HL
	1 m	SP-0249 U412-2AS	SP-0250 U412-2BS	SP-0251 U412-2CS	SP-0252 U412-2DS	SP-0253 U412-2ES	SP-0254 U412-2FS	SP-0255 U412-2GS	SP-0256 U412-2HS
 Comen (6 pines) Start- 8000A/8000B/8000C/8000D/8000H; Start-5000B/5000C (tecnología Digital)	3 m	SP-0257 U438-1AL	SP-0258 U438-1BL	SP-0259 U438-1CL	SP-0260 U438-1DL	SP-0261 U438-1EL	SP-0262 U438-1FL	SP-0263 U438-1GL	SP-0264 U438-1HL
 Comen (6 pines) Start-8000E	3 m	SP-0265 U438-2AL	SP-0266 U438-2BL	SP-0267 U438-2CL	SP-0268 U438-2DL	SP-0269 U438-2EL	SP-0270 U438-2FL	SP-0271 U438-2GL	SP-0272 U438-2HL
 Comen (7 pines) C30, C90 (tecnología Mindray)	3 m	SP-0273 U438-3AL	SP-0274 U438-3BL	SP-0275 U438-3CL	SP-0276 U438-3DL	SP-0277 U438-3EL	SP-0278 U438-3FL	SP-0279 U438-3GL	SP-0280 U438-3HL
 Comen (7 pines) C30, C90 (tecnología Masimo)	3 m	SP-0281 U438-4AL	SP-0282 U438-4BL	SP-0283 U438-4CL	SP-0284 U438-4DL	SP-0285 U438-4EL	SP-0286 U438-4FL	SP-0287 U438-4GL	SP-0288 U438-4HL
 Comen (8 pines) C60, C80 (tecnología Oximax)	3 m	SP-0289 U438-5AL	SP-0290 U438-5BL	SP-0291 U438-5CL	SP-0292 U438-5DL	SP-0293 U438-5EL	SP-0294 U438-5FL	SP-0295 U438-5GL	SP-0296 U438-5HL
	3 m	SP-0297 U438-6AL	SP-0298 U438-6BL	SP-0299 U438-6CL	SP-0300 U438-6DL	SP-0301 U438-6EL	SP-0302 U438-6FL	SP-0303 U438-6GL	SP-0304 U438-6HL
 Comen (12 pines)	3 m	SP-0305 U438-7AL	SP-0306 U438-7BL	SP-0307 U438-7CL	SP-0308 U438-7DL	SP-0309 U438-7EL	SP-0310 U438-7FL	SP-0311 U438-7GL	SP-0312 U438-7HL
 Contec (5 pines) (tecnología Digital)	3 m	SP-0313 U448-1AL	SP-0314 U448-1BL	SP-0315 U448-1CL	SP-0316 U448-1DL	SP-0317 U448-1EL	SP-0318 U448-1FL	SP-0319 U448-1GL	SP-0320 U448-1HL
 Contec (5 pines) CMS8000, CSM9000 (placa PCB en el dedo) (tecnología Digital)	3 m	SP-0321 U448-2AL	SP-0322 U448-2BL	SP-0323 U448-2CL	SP-0324 U448-2DL	SP-0325 U448-2EL	SP-0326 U448-2FL	SP-0327 U448-2GL	SP-0328 U448-2HL
 Contec (6 pines) CMS9000, SMS8000	3 m	SP-0329 U448-3AL	SP-0330 U448-3BL	SP-0331 U448-3CL	SP-0332 U448-3DL	SP-0333 U448-3EL	SP-0334 U448-3FL	SP-0335 U448-3GL	SP-0336 U448-3HL
 Contec (7 pines) (tecnología Digital)	1 m	SP-0337 U448-4AS	SP-0338 U448-4BS	SP-0339 U448-4CS	SP-0340 U448-4DS	SP-0341 U448-4ES	SP-0342 U448-4FS	SP-0343 U448-4GS	SP-0344 U448-4HS
 Creative (5 pines, 80°) (tecnología Digital)	3 m	SP-0345 U410-1AL	SP-0346 U410-1BL	SP-0347 U410-1CL	SP-0348 U410-1DL	SP-0349 U410-1EL	SP-0350 U410-1FL	SP-0351 U410-1GL	SP-0352 U410-1HL
 Creative (6 pines) Creative: PC9000, UP6000; TOB- MED: TOM MS-6-P; Edan: M9; Biocare: BM9000; Goldway; Contec	3 m	SP-0353 U410-2AL	SP-0354 U410-2BL	SP-0355 U410-2CL	SP-0356 U410-2DL	SP-0357 U410-2EL	SP-0358 U410-2FL	SP-0359 U410-2GL	SP-0360 U410-2HL
 Creative DB9 (7 pines) (tecnología Digital)	1 m	SP-0361 U410-3AS	SP-0362 U410-3BS	SP-0363 U410-3CS	SP-0364 U410-3DS	SP-0365 U410-3ES	SP-0366 U410-3FS	SP-0367 U410-3GS	SP-0368 U410-3HS



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Choice (5 pines) MMED6000D/D, Anke: 553/Goldway: UT5000/Want dong/TianRong/Baozhong/Qilan: M- III/Jerry: PM2000/Mindray: PM9000/Richer: RC9000/Shenmai: KP900	3 m	SP-0369 U470-1AL	SP-0370 U470-1BL	SP-0371 U470-1CL	SP-0372 U470-1DL	SP-0373 U470-1EL	SP-0374 U470-1FL	SP-0375 U470-1GL	SP-0376 U470-1HL
	3 m	SP-0377 U470-2AL	SP-0378 U470-2BL	SP-0379 U470-2CL	SP-0380 U470-2DL	SP-0381 U470-2EL	SP-0382 U470-2FL	SP-0383 U470-2GL	SP-0384 U470-2HL
 Choice (6 pines)	3 m	SP-0385 U470-3AL	SP-0386 U470-3BL	SP-0387 U470-3CL	SP-0388 U470-3DL	SP-0389 U470-3EL	SP-0390 U470-3FL	SP-0391 U470-3GL	SP-0392 U470-3HL
 Choice (9 pines)	3 m	SP-0393 U470-4AL	SP-0394 U470-4BL	SP-0395 U470-4CL	SP-0396 U470-4DL	SP-0397 U470-4EL	SP-0398 U470-4FL	SP-0399 U470-4GL	SP-0400 U470-4HL
	1 m	SP-0401 U470-4AS	SP-0402 U470-4BS	SP-0403 U470-4CS	SP-0404 U470-4DS	SP-0405 U470-4ES	SP-0406 U470-4FS	SP-0407 U470-4GS	SP-0408 U470-4HS
 Choice (9 pines) (tecnología Oximax)	3 m	SP-0409 U470-5AL	SP-0410 U470-5BL	SP-0411 U470-5CL	SP-0412 U470-5DL	SP-0413 U470-5EL	SP-0414 U470-5FL	SP-0415 U470-5GL	SP-0416 U470-5HL
 Choice (9 pines)	3 m	SP-0417 U470-6AL	SP-0418 U470-6BL	SP-0419 U470-6CL	SP-0420 U470-6DL	SP-0421 U470-6EL	SP-0422 U470-6FL	SP-0423 U470-6GL	SP-0424 U470-6HL
 Charmcare DB9 (9 pines)	3 m	SP-0425 U484-1AL	SP-0426 U484-1BL	SP-0427 U484-1CL	SP-0428 U484-1DL	SP-0429 U484-1EL	SP-0430 U484-1FL	SP-0431 U484-1GL	SP-0432 U484-1HL
	1 m	SP-0433 U484-1AS	SP-0434 U484-1BS	SP-0435 U484-1CS	SP-0436 U484-1DS	SP-0437 U484-1ES	SP-0438 U484-1FS	SP-0439 U484-1GS	SP-0440 U484-1HS
 Critikon (7 pines) Dinamap 8700/8710/8721/9700/9710/8280/8720 Plus	3 m	SP-0441 U433-1AL	SP-0442 U433-1BL	SP-0443 U433-1CL	SP-0444 U433-1DL	SP-0445 U433-1EL	SP-0446 U433-1FL	SP-0447 U433-1GL	SP-0448 U433-1HL
 Corpuls DB9 (9 pines) 08/16 (BCI)	3 m	SP-0449 U483-1AL	SP-0450 U483-1BL	SP-0451 U483-1CL	SP-0452 U483-1DL	SP-0453 U483-1EL	SP-0454 U483-1FL	SP-0455 U483-1GL	SP-0456 U483-1HL
	1 m	SP-0457 U483-1AS	SP-0458 U483-1BS	SP-0459 U483-1CS	SP-0460 U483-1DS	SP-0461 U483-1ES	SP-0462 U483-1FS	SP-0463 U483-1GS	SP-0464 U483-1HS
 Corpuls (11 pines)	3 m	SP-0465 U483-2AL	SP-0466 U483-2BL	SP-0467 U483-2CL	SP-0468 U483-2DL	SP-0469 U483-2EL	SP-0470 U483-2FL	SP-0471 U483-2GL	SP-0472 U483-2HL
 Corpuls (25 pines)	3 m	SP-0473 U483-3AL	SP-0474 U483-3BL	SP-0475 U483-3CL	SP-0476 U483-3DL	SP-0477 U483-3EL	SP-0478 U483-3FL	SP-0479 U483-3GL	SP-0480 U483-3HL
 Colin/Omron (7 pines) BP88S (tecnología no Oximax)	3 m	SP-0481 U441-1AL	SP-0482 U441-1BL	SP-0483 U441-1CL	SP-0484 U441-1DL	SP-0485 U441-1EL	SP-0486 U441-1FL	SP-0487 U441-1GL	SP-0488 U441-1HL
	1 m	SP-0489 U441-1AS	SP-0490 U441-1BS	SP-0491 U441-1CS	SP-0492 U441-1DS	SP-0493 U441-1ES	SP-0494 U441-1FS	SP-0495 U441-1GS	SP-0496 U441-1HS
 Colin/Omron (9 pines) BX 10NE (tecnología Oximax)	3 m	SP-0497 U441-2AL	SP-0498 U441-2BL	SP-0499 U441-2CL	SP-0500 U441-2DL	SP-0501 U441-2EL	SP-0502 U441-2FL	SP-0503 U441-2GL	SP-0504 U441-2HL
	1 m	SP-0505 U441-2AS	SP-0506 U441-2BS	SP-0507 U441-2CS	SP-0508 U441-2DS	SP-0509 U441-2ES	SP-0510 U441-2FS	SP-0511 U441-2GS	SP-0512 U441-2HS
 Unicare (6 pines)	3 m	SP-0513 U458-1AL	SP-0514 U458-1BL	SP-0515 U458-1CL	SP-0516 U458-1DL	SP-0517 U458-1EL	SP-0518 U458-1FL	SP-0519 U458-1GL	SP-0520 U458-1HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
	3 m	SP-0521 U458-2AL	SP-0522 U458-2BL	SP-0523 U458-2CL	SP-0524 U458-2DL	SP-0525 U458-2EL	SP-0526 U458-2FL	SP-0527 U458-2GL	SP-0528 U458-2HL
	3 m	SP-0529 U466-1AL	SP-0530 U466-1BL	SP-0531 U466-1CL	SP-0532 U466-1DL	SP-0533 U466-1EL	SP-0534 U466-1FL	SP-0535 U466-1GL	SP-0536 U466-1HL
	1 m	SP-0537 U466-1AS	SP-0538 U466-1BS	SP-0539 U466-1CS	SP-0540 U466-1DS	SP-0541 U466-1ES	SP-0542 U466-1FS	SP-0543 U466-1GS	SP-0544 U466-1HS
	3 m	SP-0545 U461-1AL	SP-0546 U461-1BL	SP-0547 U461-1CL	SP-0548 U461-1DL	SP-0549 U461-1EL	SP-0550 U461-1FL	SP-0551 U461-1GL	SP-0552 U461-1HL
	1 m	SP-0553 U461-1AS	SP-0554 U461-1BS	SP-0555 U461-1CS	SP-0556 U461-1DS	SP-0557 U461-1ES	SP-0558 U461-1FS	SP-0559 U461-1GS	SP-0560 U461-1HS
	3 m	SP-0561 U461-2AL	SP-0562 U461-2BL	SP-0563 U461-2CL	SP-0564 U461-2DL	SP-0565 U461-2EL	SP-0566 U461-2FL	SP-0567 U461-2GL	SP-0568 U461-2HL
	1 m	SP-0569 U461-2AS	SP-0570 U461-2BS	SP-0571 U461-2CS	SP-0572 U461-2DS	SP-0573 U461-2ES	SP-0574 U461-2FS	SP-0575 U461-2GS	SP-0576 U461-2HS
	3 m	SP-0577 U447-1AL	SP-0578 U447-1BL	SP-0579 U447-1CL	SP-0580 U447-1DL	SP-0581 U447-1EL	SP-0582 U447-1FL	SP-0583 U447-1GL	SP-0584 U447-1HL
	1 m	SP-0585 U447-1AS	SP-0586 U447-1BS	SP-0587 U447-1CS	SP-0588 U447-1DS	SP-0589 U447-1ES	SP-0590 U447-1FS	SP-0591 U447-1GS	SP-0592 U447-1HS
	3 m	SP-0593 U447-2AL	SP-0594 U447-2BL	SP-0595 U447-2CL	SP-0596 U447-2DL	SP-0597 U447-2EL	SP-0598 U447-2FL	SP-0599 U447-2GL	SP-0600 U447-2HL
	3 m	SP-0601 U455-1AL	SP-0602 U455-1BL	SP-0603 U455-1CL	SP-0604 U455-1DL	SP-0605 U455-1EL	SP-0606 U455-1FL	SP-0607 U455-1GL	SP-0608 U455-1HL
	3 m	SP-0609 U455-2AL	SP-0610 U455-2BL	SP-0611 U455-2CL	SP-0612 U455-2DL	SP-0613 U455-2EL	SP-0614 U455-2FL	SP-0615 U455-2GL	SP-0616 U455-2HL
	3 m	SP-0617 U441-3AL	SP-0618 U441-3BL	SP-0619 U441-3CL	SP-0620 U441-3DL	SP-0621 U441-3EL	SP-0622 U441-3FL	SP-0623 U441-3GL	SP-0624 U441-3HL
	3 m	SP-0625 U441-4AL	SP-0626 U441-4BL	SP-0627 U441-4CL	SP-0628 U441-4DL	SP-0629 U441-4EL	SP-0630 U441-4FL	SP-0631 U441-4GL	SP-0632 U441-4HL
	3 m	SP-0633 U406-1AL	SP-0634 U406-1BL	SP-0635 U406-1CL	SP-0636 U406-1DL	SP-0637 U406-1EL	SP-0638 U406-1FL	SP-0639 U406-1GL	SP-0640 U406-1HL
	1 m	SP-0641 U406-1AS	SP-0642 U406-1BS	SP-0643 U406-1CS	SP-0644 U406-1DS	SP-0645 U406-1ES	SP-0646 U406-1FS	SP-0647 U406-1GS	SP-0648 U406-1HS
	1 m	SP-0649 U406-2AS	SP-0650 U406-2BS	SP-0651 U406-2CS	SP-0652 U406-2DS	SP-0653 U406-2ES	SP-0654 U406-2FS	SP-0655 U406-2GS	SP-0656 U406-2HS



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Datex (10 pines) Datex AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, CG/2S, Cardiacap I, Cardiacap II, Cardiacap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor: M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, System 5; ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO; código original de fábrica: SAF-F5	3 m	SP-0657 U406-3AL	SP-0658 U406-3BL	SP-0659 U406-3CL	SP-0660 U406-3DL	SP-0661 U406-3EL	SP-0662 U406-3FL	SP-0663 U406-3GL	SP-0664 U406-3HL
 Datex (10 pines) (tecnología Ohmeda)	3 m	SP-0665 U406-4AL	SP-0666 U406-4BL	SP-0667 U406-4CL	SP-0668 U406-4DL	SP-0669 U406-4EL	SP-0670 U406-4FL	SP-0671 U406-4GL	SP-0672 U406-4HL
 Datex-Ohmeda (7 pines) Datex-Ohmeda: 3750, 3710, 5700 OxiCap, 5250 RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, 3800, Rascal II; GE Medical Systems: serie 7000, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W5-H, TRAM Modular serie x00SL, 200SL, 500SL, 600SL, 800A, 800SL; Mennen: Horizon XL800	3 m	SP-0673 U411-1AL	SP-0674 U411-1BL	SP-0675 U411-1CL	SP-0676 U411-1DL	SP-0677 U411-1EL	SP-0678 U411-1FL	SP-0679 U411-1GL	SP-0680 U411-1HL
 Datex-Ohmeda (7 pines) (tecnología Ohmeda)	3 m	SP-0681 U411-2AL	SP-0682 U411-2BL	SP-0683 U411-2CL	SP-0684 U411-2DL	SP-0685 U411-2EL	SP-0686 U411-2FL	SP-0687 U411-2GL	SP-0688 U411-2HL
 Datex-Ohmeda DB9 (9 pines) Datex-Ohmeda: 3750, 3710, 5700 OxiCap, 5250 RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770, 3775, 3800, Rascal II; Ohmeda TuffSat 3775, serie 37xx, 3800, 3900, 3900P, monitores de gases respiratorios 5700 y 5250; Cardiacap/5 con opción N-XOSAT; monitores modulares S/5, AS/3, CS/3 con módulo M-OSAT; Modulus CD; GE Medical Systems: serie 7000, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W5-H, TRAM Modular serie x00SL, 200SL, 500SL, 600SL, 800A, 800SL; Mennen: Horizon XL800. Requiere cable de extensión (tecnología Ohmeda)	1 m	SP-0689 U411-3AS	SP-0690 U411-3BS	SP-0691 U411-3CS	SP-0692 U411-3DS	SP-0693 U411-3ES	SP-0694 U411-3FS	SP-0695 U411-3GS	SP-0696 U411-3HS
 Datascopes (8 pines) Datascopes: Accusat, Accutorr 3/5 SAT, Accutorr Plus, Passport (Database SpO2), Passport EL, Passport XG, monitor Datascopes Multinex Plus. Compatible con 0600-00-0026-02	3 m	SP-0697 U414-1AL	SP-0698 U414-1BL	SP-0699 U414-1CL	SP-0700 U414-1DL	SP-0701 U414-1EL	SP-0702 U414-1FL	SP-0703 U414-1GL	SP-0704 U414-1HL
 Datascopes DB9 (9 pines) Datascopes: Accutorr 3/5 SAT, Accutorr Plus, Passport. Requiere cable de extensión	1 m	SP-0705 U414-2AS	SP-0706 U414-2BS	SP-0707 U414-2CS	SP-0708 U414-2DS	SP-0709 U414-2ES	SP-0710 U414-2FS	SP-0711 U414-2GS	SP-0712 U414-2HS
 Datascopes (14 pines)	3 m	SP-0713 U414-3AL	SP-0714 U414-3BL	SP-0715 U414-3CL	SP-0716 U414-3DL	SP-0717 U414-3EL	SP-0718 U414-3FL	SP-0719 U414-3GL	SP-0720 U414-3HL
 Digicare (7 pines) Digimax 5500	3 m	SP-0721 U481-1AL	SP-0722 U481-1BL	SP-0723 U481-1CL	SP-0724 U481-1DL	SP-0725 U481-1EL	SP-0726 U481-1FL	SP-0727 U481-1GL	SP-0728 U481-1HL
  Digicare DB9 (9 pines) Digimax 5500	3 m	SP-0729 U481-2AL	SP-0730 U481-2BL	SP-0731 U481-2CL	SP-0732 U481-2DL	SP-0733 U481-2EL	SP-0734 U481-2FL	SP-0735 U481-2GL	SP-0736 U481-2HL
	1 m	SP-0737 U481-2AS	SP-0738 U481-2BS	SP-0739 U481-2CS	SP-0740 U481-2DS	SP-0741 U481-2ES	SP-0742 U481-2FS	SP-0743 U481-2GS	SP-0744 U481-2HS



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
	3 m	SP-0745 U481-3AL	SP-0746 U481-3BL	SP-0747 U481-3CL	SP-0748 U481-3DL	SP-0749 U481-3EL	SP-0750 U481-3FL	SP-0751 U481-3GL	SP-0752 U481-3HL
	3 m	SP-0753 U481-4AL	SP-0754 U481-4BL	SP-0755 U481-4CL	SP-0756 U481-4DL	SP-0757 U481-4EL	SP-0758 U481-4FL	SP-0759 U481-4GL	SP-0760 U481-4HL
	3 m	SP-0761 U482-1AL	SP-0762 U482-1BL	SP-0763 U482-1CL	SP-0764 U482-1DL	SP-0765 U482-1EL	SP-0766 U482-1FL	SP-0767 U482-1GL	SP-0768 U482-1HL
	1 m	SP-0769 U482-1AS	SP-0770 U482-1BS	SP-0771 U482-1CS	SP-0772 U482-1DS	SP-0773 U482-1ES	SP-0774 U482-1FS	SP-0775 U482-1GS	SP-0776 U482-1HS
	3 m	SP-0777 U495-1AL	SP-0778 U495-1BL	SP-0779 U495-1CL	SP-0780 U495-1DL	SP-0781 U495-1EL	SP-0782 U495-1FL	SP-0783 U495-1GL	SP-0784 U495-1HL
	3 m	SP-0785 U495-2AL	SP-0786 U495-2BL	SP-0787 U495-2CL	SP-0788 U495-2DL	SP-0789 U495-2EL	SP-0790 U495-2FL	SP-0791 U495-2GL	SP-0792 U495-2HL
	3 m	SP-0793 U426-1AL	SP-0794 U426-1BL	SP-0795 U426-1CL	SP-0796 U426-1DL	SP-0797 U426-1EL	SP-0798 U426-1FL	SP-0799 U426-1GL	SP-0800 U426-1HL
	1 m	SP-0801 U426-1AS	SP-0802 U426-1BS	SP-0803 U426-1CS	SP-0804 U426-1DS	SP-0805 U426-1ES	SP-0806 U426-1FS	SP-0807 U426-1GS	SP-0808 U426-1HS
	3 m	SP-0809 U426-2AL	SP-0810 U426-2BL	SP-0811 U426-2CL	SP-0812 U426-2DL	SP-0813 U426-2EL	SP-0814 U426-2FL	SP-0815 U426-2GL	SP-0816 U426-2HL
	3 m	SP-0817 U479-1AL	SP-0818 U479-1BL	SP-0819 U479-1CL	SP-0820 U479-1DL	SP-0821 U479-1EL	SP-0822 U479-1FL	SP-0823 U479-1GL	SP-0824 U479-1HL
	3 m	SP-0825 U479-2AL	SP-0826 U479-2BL	SP-0827 U479-2CL	SP-0828 U479-2DL	SP-0829 U479-2EL	SP-0830 U479-2FL	SP-0831 U479-2GL	SP-0832 U479-2HL
	3 m	SP-0833 U472-1AL	SP-0834 U472-1BL	SP-0835 U472-1CL	SP-0836 U472-1DL	SP-0837 U472-1EL	SP-0838 U472-1FL	SP-0839 U472-1GL	SP-0840 U472-1HL
	3 m	SP-0841 U472-2AL	SP-0842 U472-2BL	SP-0843 U472-2CL	SP-0844 U472-2DL	SP-0845 U472-2EL	SP-0846 U472-2FL	SP-0847 U472-2GL	SP-0848 U472-2HL
	3 m	SP-0849 U472-3AL	SP-0850 U472-3BL	SP-0851 U472-3CL	SP-0852 U472-3DL	SP-0853 U472-3EL	SP-0854 U472-3FL	SP-0855 U472-3GL	SP-0856 U472-3HL
	1 m	SP-0857 U472-3AS	SP-0858 U472-3BS	SP-0859 U472-3CS	SP-0860 U472-3DS	SP-0861 U472-3ES	SP-0862 U472-3FS	SP-0863 U472-3GS	SP-0864 U472-3HS
	3 m	SP-0865 U472-4AL	SP-0866 U472-4BL	SP-0867 U472-4CL	SP-0868 U472-4DL	SP-0869 U472-4EL	SP-0870 U472-4FL	SP-0871 U472-4GL	SP-0872 U472-4HL
	3 m	SP-0873 U472-5AL	SP-0874 U472-5BL	SP-0875 U472-5CL	SP-0876 U472-5DL	SP-0877 U472-5EL	SP-0878 U472-5FL	SP-0879 U472-5GL	SP-0880 U472-5HL
	1 m	SP-0881 U472-5AS	SP-0882 U472-5BS	SP-0883 U472-5CS	SP-0884 U472-5DS	SP-0885 U472-5ES	SP-0886 U472-5FS	SP-0887 U472-5GS	SP-0888 U472-5HS
	3 m	SP-0889 U469-1AL	SP-0890 U469-1BL	SP-0891 U469-1CL	SP-0892 U469-1DL	SP-0893 U469-1EL	SP-0894 U469-1FL	SP-0895 U469-1GL	SP-0896 U469-1HL
	1 m	SP-0897 U469-1AS	SP-0898 U469-1BS	SP-0899 U469-1CS	SP-0900 U469-1DS	SP-0901 U469-1ES	SP-0902 U469-1FS	SP-0903 U469-1GS	SP-0904 U469-1HS



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Fukuda Denshi (AMP 14 pines) DS7100-DS7300	3 m	SP-0905 U469-2AL	SP-0906 U469-2BL	SP-0907 U469-2CL	SP-0908 U469-2DL	SP-0909 U469-2EL	SP-0910 U469-2FL	SP-0911 U469-2GL	SP-0912 U469-2HL
 Goldway (5 pines) 5000B	3 m	SP-0913 U408-1AL	SP-0914 U408-1BL	SP-0915 U408-1CL	SP-0916 U408-1DL	SP-0917 U408-1EL	SP-0918 U408-1FL	SP-0919 U408-1GL	SP-0920 U408-1HL
 Goldway (5 pines) UT5000A	3 m	SP-0921 U408-2AL	SP-0922 U408-2BL	SP-0923 U408-2CL	SP-0924 U408-2DL	SP-0925 U408-2EL	SP-0926 U408-2FL	SP-0927 U408-2GL	SP-0928 U408-2HL
 Goldway (7 pines) 5000F	3 m	SP-0929 U408-3AL	SP-0930 U408-3BL	SP-0931 U408-3CL	SP-0932 U408-3DL	SP-0933 U408-3EL	SP-0934 U408-3FL	SP-0935 U408-3GL	SP-0936 U408-3HL
 Goldway (7 pines) (tecnología Oximax)	3 m	SP-0937 U408-4AL	SP-0938 U408-4BL	SP-0939 U408-4CL	SP-0940 U408-4DL	SP-0941 U408-4EL	SP-0942 U408-4FL	SP-0943 U408-4GL	SP-0944 U408-4HL
 GE TruSat (9 pines) GE Ohmeda TruSat, TruSat ED, TruSat TD	3 m	SP-0945 U402-1AL	SP-0946 U402-1BL	SP-0947 U402-1CL	SP-0948 U402-1DL	SP-0949 U402-1EL	SP-0950 U402-1FL	SP-0951 U402-1GL	SP-0952 U402-1HL
 GE Trusignal (9 pines) Sensor SpO2 GE Trusignal	3 m	SP-0953 U402-2AL	SP-0954 U402-2BL	SP-0955 U402-2CL	SP-0956 U402-2DL	SP-0957 U402-2EL	SP-0958 U402-2FL	SP-0959 U402-2GL	SP-0960 U402-2HL
	1 m	SP-0961 U402-2AS	SP-0962 U402-2BS	SP-0963 U402-2CS	SP-0964 U402-2DS	SP-0965 U402-2ES	SP-0966 U402-2FS	SP-0967 U402-2GS	SP-0968 U402-2HS
 GE DB9 (9 pines)	3 m	SP-0969 U402-3AL	SP-0970 U402-3BL	SP-0971 U402-3CL	SP-0972 U402-3DL	SP-0973 U402-3EL	SP-0974 U402-3FL	SP-0975 U402-3GL	SP-0976 U402-3HL
	1 m	SP-0977 U402-3AS	SP-0978 U402-3BS	SP-0979 U402-3CS	SP-0980 U402-3DS	SP-0981 U402-3ES	SP-0982 U402-3FS	SP-0983 U402-3GS	SP-0984 U402-3HS
 GE Nellcor (11 pines) GE Medical Systems: Eagle Dash, serie Solar, TRAM Modular serie x50XL (tecnología Nellcor)	3 m	SP-0985 U402-4AL	SP-0986 U402-4BL	SP-0987 U402-4CL	SP-0988 U402-4DL	SP-0989 U402-4EL	SP-0990 U402-4FL	SP-0991 U402-4GL	SP-0992 U402-4HL
 GE Masimo (11 pines) Dash 2000, 2500, 3000, 5000; Solar 7000, 8000; Eagle: 1000, 3000, SMK, SMV (tecnología Masimo)	3 m	SP-0993 U402-5AL	SP-0994 U402-5BL	SP-0995 U402-5CL	SP-0996 U402-5DL	SP-0997 U402-5EL	SP-0998 U402-5FL	SP-0999 U402-5GL	SP-1000 U402-5HL
 GE Ohmeda (11 pines) Sensor Solutions para puertos FM de Datex-Ohmeda S/5 (tecnología Ohmeda)	3 m	SP-1001 U402-6AL	SP-1002 U402-6BL	SP-1003 U402-6CL	SP-1004 U402-6DL	SP-1005 U402-6EL	SP-1006 U402-6FL	SP-1007 U402-6GL	SP-1008 U402-6HL
 GE Oximax (11 pines) GE Dash 2500/5800 Oxi-tech (tecnología Oximax)	3 m	SP-1009 U402-7AL	SP-1010 U402-7BL	SP-1011 U402-7CL	SP-1012 U402-7DL	SP-1013 U402-7EL	SP-1014 U402-7FL	SP-1015 U402-7GL	SP-1016 U402-7HL
 GE (14 pines)	3 m	SP-1017 U402-8AL	SP-1018 U402-8BL	SP-1019 U402-8CL	SP-1020 U402-8DL	SP-1021 U402-8EL	SP-1022 U402-8FL	SP-1023 U402-8GL	SP-1024 U402-8HL
 GE (14 pines) (tecnología Nellcor)	3 m	SP-1025 U402-9AL	SP-1026 U402-9BL	SP-1027 U402-9CL	SP-1028 U402-9DL	SP-1029 U402-9EL	SP-1030 U402-9FL	SP-1031 U402-9GL	SP-1032 U402-9HL
 GE (14 pines) (tecnología Masimo)	3 m	SP-1033 U402-10AL	SP-1034 U402-10BL	SP-1035 U402-10CL	SP-1036 U402-10DL	SP-1037 U402-10EL	SP-1038 U402-10FL	SP-1039 U402-10GL	SP-1040 U402-10HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
	3 m	SP-1041 U430-1AL	SP-1042 U430-1BL	SP-1043 U430-1CL	SP-1044 U430-1DL	SP-1045 U430-1EL	SP-1046 U430-1FL	SP-1047 U430-1GL	SP-1048 U430-1HL
Generra/Pace Tech (5 pines) Generra: 710, 200, 300, 500, 810, 530; Pace Tech modelo 520 con frente negro (excepto Vitalmax 800w Nellcor)									
		3 m	SP-1049 U430-2AL	SP-1050 U430-2BL	SP-1051 U430-2CL	SP-1052 U430-2DL	SP-1053 U430-2EL	SP-1054 U430-2FL	SP-1055 U430-2GL
Generra/Pace Tech (7 pines)									
	3 m		SP-1057 U476-1AL	SP-1058 U476-1BL	SP-1059 U476-1CL	SP-1060 U476-1DL	SP-1061 U476-1EL	SP-1062 U476-1FL	SP-1063 U476-1GL
Guoteng (6 pines) Gt3000, 5000, 6000, 9000									
		3 m	SP-1065 U478-1AL	SP-1066 U478-1BL	SP-1067 U478-1CL	SP-1068 U478-1DL	SP-1069 U478-1EL	SP-1070 U478-1FL	SP-1071 U478-1GL
Heal Force (5 pines)									
	3 m		SP-1073 U427-1AL	SP-1074 U427-1BL	SP-1075 U427-1CL	SP-1076 U427-1DL	SP-1077 U427-1EL	SP-1078 U427-1FL	SP-1079 U427-1GL
Hellige (10 pines) Servomed 5. Generación SCP 855, 851, 852; SCS 805; SMK 151, 153, 155, 155-1, 156, 157, SMK 181, 182; SMV 105T, 107, 111, 168; SMS 316; SMC 108; SMV 105; Servomed N5; Servocard; serie Cardioserv; Vicom SM; SMU 511, 611, 612, 630; serie SMK-200, SMK 210, 211, 230, 231, 250; SMP 300, 310; Pepita 201, 202R, 203, 203R, 205, 205R									
		3 m	SP-1081 U477-1AL	SP-1082 U477-1BL	SP-1083 U477-1CL	SP-1084 U477-1DL	SP-1085 U477-1EL	SP-1086 U477-1FL	SP-1087 U477-1GL
Huntleigh (7 pines)									
	3 m		SP-1089 U477-2AL	SP-1090 U477-2BL	SP-1091 U477-2CL	SP-1092 U477-2DL	SP-1093 U477-2EL	SP-1094 U477-2FL	SP-1095 U477-2GL
	1 m	SP-1097 U477-2AS	SP-1098 U477-2BS	SP-1099 U477-2CS	SP-1100 U477-2DS	SP-1101 U477-2ES	SP-1102 U477-2FS	SP-1103 U477-2GS	SP-1104 U477-2HS
	3 m	SP-1105 U467-1AL	SP-1106 U467-1BL	SP-1107 U467-1CL	SP-1108 U467-1DL	SP-1109 U467-1EL	SP-1110 U467-1FL	SP-1111 U467-1GL	SP-1112 U467-1HL
Infinium (5 pines, 0°) (tecnología Digital)									
		3 m	SP-1113 U467-2AL	SP-1114 U467-2BL	SP-1115 U467-2CL	SP-1116 U467-2DL	SP-1117 U467-2EL	SP-1118 U467-2FL	SP-1119 U467-2GL
Infinium (5 pines, 80°) (tecnología Digital)									
	3 m		SP-1121 U467-3AL	SP-1122 U467-3BL	SP-1123 U467-3CL	SP-1124 U467-3DL	SP-1125 U467-3EL	SP-1126 U467-3FL	SP-1127 U467-3GL
Infinium (5 pines, 40°) (tecnología Digital)									
		3 m	SP-1129 U467-4AL	SP-1130 U467-4BL	SP-1131 U467-4CL	SP-1132 U467-4DL	SP-1133 U467-4EL	SP-1134 U467-4FL	SP-1135 U467-4GL
Infinium (6 pines, 40°) (tecnología Digital)									
	3 m		SP-1137 U467-5AL	SP-1138 U467-5BL	SP-1139 U467-5CL	SP-1140 U467-5DL	SP-1141 U467-5EL	SP-1142 U467-5FL	SP-1143 U467-5GL
Infinium (6 pines) OMNI III									
		3 m	SP-1145 U467-6AL	SP-1146 U467-6BL	SP-1147 U467-6CL	SP-1148 U467-6DL	SP-1149 U467-6EL	SP-1150 U467-6FL	SP-1151 U467-6GL
Infinium (10 pines)									



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Infinium (12 pines)	3 m	SP-1153 U467-7AL	SP-1154 U467-7BL	SP-1155 U467-7CL	SP-1156 U467-7DL	SP-1157 U467-7EL	SP-1158 U467-7FL	SP-1159 U467-7GL	SP-1160 U467-7HL
 Invivo (7 pines) 5500, 5500 Plus, Millenia, OMEGA 1555, Omni-Trak, Satscout (tecnología Nellcor)	3 m	SP-1161 U428-1AL	SP-1162 U428-1BL	SP-1163 U428-1CL	SP-1164 U428-1DL	SP-1165 U428-1EL	SP-1166 U428-1FL	SP-1167 U428-1GL	SP-1168 U428-1HL
 Invivo (7 pines) M8 (tecnología Masimo)	3 m	SP-1169 U428-2AL	SP-1170 U428-2BL	SP-1171 U428-2CL	SP-1172 U428-2DL	SP-1173 U428-2EL	SP-1174 U428-2FL	SP-1175 U428-2GL	SP-1176 U428-2HL
 Jerry (5 pines)	3 m	SP-1177 U459-1AL	SP-1178 U459-1BL	SP-1179 U459-1CL	SP-1180 U459-1DL	SP-1181 U459-1EL	SP-1182 U459-1FL	SP-1183 U459-1GL	SP-1184 U459-1HL
 Kontron (12 pines) Kontron: 7138, 7850, 7855, Minimon 7137 y 7337, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon	3 m	SP-1185 U429-1AL	SP-1186 U429-1BL	SP-1187 U429-1CL	SP-1188 U429-1DL	SP-1189 U429-1EL	SP-1190 U429-1FL	SP-1191 U429-1GL	SP-1192 U429-1HL
 Krypton Lifeplus (6 pines)	3 m	SP-1193 U487-1AL	SP-1194 U487-1BL	SP-1195 U487-1CL	SP-1196 U487-1DL	SP-1197 U487-1EL	SP-1198 U487-1FL	SP-1199 U487-1GL	SP-1200 U487-1HL
 Kernel Medical (5 pines)	3 m	SP-1201 U474-1AL	SP-1202 U474-1BL	SP-1203 U474-1CL	SP-1204 U474-1DL	SP-1205 U474-1EL	SP-1206 U474-1FL	SP-1207 U474-1GL	SP-1208 U474-1HL
 KEMP (6 pines) KP-900C/900B	3 m	SP-1209 U437-1AL	SP-1210 U437-1BL	SP-1211 U437-1CL	SP-1212 U437-1DL	SP-1213 U437-1EL	SP-1214 U437-1FL	SP-1215 U437-1GL	SP-1216 U437-1HL
 Lefu (6 pines)	3 m	SP-1217 U499-1AL	SP-1218 U499-1BL	SP-1219 U499-1CL	SP-1220 U499-1DL	SP-1221 U499-1EL	SP-1222 U499-1FL	SP-1223 U499-1GL	SP-1224 U499-1HL
 Lucon (14 pines)	3 m	SP-1225 U486-1AL	SP-1226 U486-1BL	SP-1227 U486-1CL	SP-1228 U486-1DL	SP-1229 U486-1EL	SP-1230 U486-1FL	SP-1231 U486-1GL	SP-1232 U486-1HL
 Lohmeier (12 pines) Lohmeier M010. Número de sensor original: 6051-0000-035	3 m	SP-1233 U418-1AL	SP-1234 U418-1BL	SP-1235 U418-1CL	SP-1236 U418-1DL	SP-1237 U418-1EL	SP-1238 U418-1FL	SP-1239 U418-1GL	SP-1240 U418-1HL
 Mindray (metálico 5 pines) Mindray 509B, 500A, PM9000	3 m	SP-1241 U403-1AL	SP-1242 U403-1BL	SP-1243 U403-1CL	SP-1244 U403-1DL	SP-1245 U403-1EL	SP-1246 U403-1FL	SP-1247 U403-1GL	SP-1248 U403-1HL
 Mindray (metálico 5 pines) Mindray MEC-509, 509+, 503-507	3 m	SP-1249 U403-2AL	SP-1250 U403-2BL	SP-1251 U403-2CL	SP-1252 U403-2DL	SP-1253 U403-2EL	SP-1254 U403-2FL	SP-1255 U403-2GL	SP-1256 U403-2HL
 Mindray (metálico 5 pines) Oxímetro de pulso 503A (tecnología Ohmeda)	3 m	SP-1257 U403-3AL	SP-1258 U403-3BL	SP-1259 U403-3CL	SP-1260 U403-3DL	SP-1261 U403-3EL	SP-1262 U403-3FL	SP-1263 U403-3GL	SP-1264 U403-3HL
 Mindray (5 pines) Mindray PM9000 con tecnología Criticare, Goldway UT5000	3 m	SP-1265 U403-4AL	SP-1266 U403-4BL	SP-1267 U403-4CL	SP-1268 U403-4DL	SP-1269 U403-4EL	SP-1270 U403-4FL	SP-1271 U403-4GL	SP-1272 U403-4HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Mindray (6 pines, 40°) Mindray: PM7000, 6201, 8000, 9000, VS800 (módulo Mindray), MEC-1000, MEC-1200, MEC-100, MEC-200; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Kontron: 7138, 7850, 7855; ChaoLiDe, JinKeWei, QiLan; Biocare: BM9000; Creative: PC9000, UP6000; Edan: M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80 con módulo Nellcor; Jumper (tecnología Nellcor)	3 m	SP-1273 U403-5AL	SP-1274 U403-5BL	SP-1275 U403-5CL	SP-1276 U403-5DL	SP-1277 U403-5EL	SP-1278 U403-5FL	SP-1279 U403-5GL	SP-1280 U403-5HL
 Mindray (6 pines, 60°) (tecnología Nellcor)	3 m	SP-1281 U403-6AL	SP-1282 U403-6BL	SP-1283 U403-6CL	SP-1284 U403-6DL	SP-1285 U403-6EL	SP-1286 U403-6FL	SP-1287 U403-6GL	SP-1288 U403-6HL
 Mindray Nellcor (6 pines, 80°) PM-7000, 6201, 8000, 9000 (tecnología Nellcor)	3 m	SP-1289 U403-7AL	SP-1290 U403-7BL	SP-1291 U403-7CL	SP-1292 U403-7DL	SP-1293 U403-7EL	SP-1294 U403-7FL	SP-1295 U403-7GL	SP-1296 U403-7HL
 Mindray Masimo (6 pines, 40°) PM9000, PM9100, PM9200, PM6201, PM7000, PM8000 (antes de 2006) (tecnología Masimo)	3 m	SP-1297 U403-8AL	SP-1298 U403-8BL	SP-1299 U403-8CL	SP-1300 U403-8DL	SP-1301 U403-8EL	SP-1302 U403-8FL	SP-1303 U403-8GL	SP-1304 U403-8HL
 Mindray Masimo (6 pines, 60°) PM9000 Express, PM9201, PM8002, PM6201, PM7000, PM8000 (desde 2006) (tecnología Masimo)	3 m	SP-1305 U403-9AL	SP-1306 U403-9BL	SP-1307 U403-9CL	SP-1308 U403-9DL	SP-1309 U403-9EL	SP-1310 U403-9FL	SP-1311 U403-9GL	SP-1312 U403-9HL
 Mindray Masimo (6 pines, 80°) VS800 (tecnología Masimo)	3 m	SP-1313 U403-10AL	SP-1314 U403-10BL	SP-1315 U403-10CL	SP-1316 U403-10DL	SP-1317 U403-10EL	SP-1318 U403-10FL	SP-1319 U403-10GL	SP-1320 U403-10HL
 Mindray Oximax (6 pines, 40°) (tecnología Oximax)	3 m	SP-1321 U403-11AL	SP-1322 U403-11BL	SP-1323 U403-11CL	SP-1324 U403-11DL	SP-1325 U403-11EL	SP-1326 U403-11FL	SP-1327 U403-11GL	SP-1328 U403-11HL
 Mindray Oximax (6 pines, 60°) PM-7000, 6201, 8000, 9000 (tecnología Oximax)	3 m	SP-1329 U403-12AL	SP-1330 U403-12BL	SP-1331 U403-12CL	SP-1332 U403-12DL	SP-1333 U403-12EL	SP-1334 U403-12FL	SP-1335 U403-12GL	SP-1336 U403-12HL
 Mindray Oximax (6 pines, 80°) (tecnología Oximax)	3 m	SP-1337 U403-13AL	SP-1338 U403-13BL	SP-1339 U403-13CL	SP-1340 U403-13DL	SP-1341 U403-13EL	SP-1342 U403-13FL	SP-1343 U403-13GL	SP-1344 U403-13HL
 Mindray T5 (7 pines) Mindray T5/T8, PM6800, Penlon Intermed (tecnología Nellcor)	3 m	SP-1345 U403-14AL	SP-1346 U403-14BL	SP-1347 U403-14CL	SP-1348 U403-14DL	SP-1349 U403-14EL	SP-1350 U403-14FL	SP-1351 U403-14GL	SP-1352 U403-14HL
 Mindray T5 (7 pines) Mindray T5/T8 (tecnología Masimo)	3 m	SP-1353 U403-15AL	SP-1354 U403-15BL	SP-1355 U403-15CL	SP-1356 U403-15DL	SP-1357 U403-15EL	SP-1358 U403-15FL	SP-1359 U403-15GL	SP-1360 U403-15HL
 Mindray DB9 (7 pines) Mindray PM-60	3 m	SP-1361 U403-16AL	SP-1362 U403-16BL	SP-1363 U403-16CL	SP-1364 U403-16DL	SP-1365 U403-16EL	SP-1366 U403-16FL	SP-1367 U403-16GL	SP-1368 U403-16HL
	1 m	SP-1369 U403-16AS	SP-1370 U403-16BS	SP-1371 U403-16CS	SP-1372 U403-16DS	SP-1373 U403-16ES	SP-1374 U403-16FS	SP-1375 U403-16GS	SP-1376 U403-16HS



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto	
	Mindray T5 (8 pines) Mindray T5/T8 (tecnología Oximax)	3 m	SP-1377 U403-17AL	SP-1378 U403-17BL	SP-1379 U403-17CL	SP-1380 U403-17DL	SP-1381 U403-17EL	SP-1382 U403-17FL	SP-1383 U403-17GL	SP-1384 U403-17HL
	Mindray (8 pines) (tecnología Masimo)	3 m	SP-1385 U403-18AL	SP-1386 U403-18BL	SP-1387 U403-18CL	SP-1388 U403-18DL	SP-1389 U403-18EL	SP-1390 U403-18FL	SP-1391 U403-18GL	SP-1392 U403-18HL
	Mindray (12 pines) Mindray PM5000, PM6000 (tecnología BCI)	3 m	SP-1393 U403-19AL	SP-1394 U403-19BL	SP-1395 U403-19CL	SP-1396 U403-19DL	SP-1397 U403-19EL	SP-1398 U403-19FL	SP-1399 U403-19GL	SP-1400 U403-19HL
	Mindray (12 pines) Mindray PM6000 (tecnología Masimo)	3 m	SP-1401 U403-20AL	SP-1402 U403-20BL	SP-1403 U403-20CL	SP-1404 U403-20DL	SP-1405 U403-20EL	SP-1406 U403-20FL	SP-1407 U403-20GL	SP-1408 U403-20HL
	Mindray (14 pines)	3 m	SP-1409 U403-21AL	SP-1410 U403-21BL	SP-1411 U403-21CL	SP-1412 U403-21DL	SP-1413 U403-21EL	SP-1414 U403-21FL	SP-1415 U403-21GL	SP-1416 U403-21HL
	Mindray (14 pines)	3 m	SP-1417 U403-22AL	SP-1418 U403-22BL	SP-1419 U403-22CL	SP-1420 U403-22DL	SP-1421 U403-22EL	SP-1422 U403-22FL	SP-1423 U403-22GL	SP-1424 U403-22HL
	Masimo (6 pines) 1269 LNOP DCI (clip adulto), 1276 LNOP DCIP (clip pediátrico), 1555 LNOP YI (multisitio). Monitores que requieren sensores LNOP	3 m	SP-1425 U419-1AL	SP-1426 U419-1BL	SP-1427 U419-1CL	SP-1428 U419-1DL	SP-1429 U419-1EL	SP-1430 U419-1FL	SP-1431 U419-1GL	SP-1432 U419-1HL
		1 m	SP-1433 U419-1AS	SP-1434 U419-1BS	SP-1435 U419-1CS	SP-1436 U419-1DS	SP-1437 U419-1ES	SP-1438 U419-1FS	SP-1439 U419-1GS	SP-1440 U419-1HS
	Masimo DB9 (7 pines) Sensores LNCS. Número original: 2258 LNCS YI (multisitio)	3 m	SP-1441 U419-2AL	SP-1442 U419-2BL	SP-1443 U419-2CL	SP-1444 U419-2DL	SP-1445 U419-2EL	SP-1446 U419-2FL	SP-1447 U419-2GL	SP-1448 U419-2HL
		1 m	SP-1449 U419-2AS	SP-1450 U419-2BS	SP-1451 U419-2CS	SP-1452 U419-2DS	SP-1453 U419-2ES	SP-1454 U419-2FS	SP-1455 U419-2GS	SP-1456 U419-2HS
	Masimo DB9 (9 pines)	3 m	SP-1457 U419-3AL	SP-1458 U419-3BL	SP-1459 U419-3CL	SP-1460 U419-3DL	SP-1461 U419-3EL	SP-1462 U419-3FL	SP-1463 U419-3GL	SP-1464 U419-3HL
		1 m	SP-1465 U419-3AS	SP-1466 U419-3BS	SP-1467 U419-3CS	SP-1468 U419-3DS	SP-1469 U419-3ES	SP-1470 U419-3FS	SP-1471 U419-3GS	SP-1472 U419-3HS
	Masimo (8 pines)	3 m	SP-1473 U419-4AL	SP-1474 U419-4BL	SP-1475 U419-4CL	SP-1476 U419-4DL	SP-1477 U419-4EL	SP-1478 U419-4FL	SP-1479 U419-4GL	SP-1480 U419-4HL
		1 m	SP-1481 U419-4AS	SP-1482 U419-4BS	SP-1483 U419-4CS	SP-1484 U419-4DS	SP-1485 U419-4ES	SP-1486 U419-4FS	SP-1487 U419-4GS	SP-1488 U419-4HS
	Masimo (11 pines)	3 m	SP-1489 U419-5AL	SP-1490 U419-5BL	SP-1491 U419-5CL	SP-1492 U419-5DL	SP-1493 U419-5EL	SP-1494 U419-5FL	SP-1495 U419-5GL	SP-1496 U419-5HL
		1 m	SP-1497 U419-5AS	SP-1498 U419-5BS	SP-1499 U419-5CS	SP-1500 U419-5DS	SP-1501 U419-5ES	SP-1502 U419-5FS	SP-1503 U419-5GS	SP-1504 U419-5HS
	Masimo (14 pines) Todos los monitores Masimo; MDE: Escort II OPT30 Prism; GE Marquette: Dinamap ProCare con Masimo Pro1000, ProSeries V2, V300; Invivo T8; Schiller; Zoll; Datascope: Passport Trio, Passport 2, Passport XG y Spectrum; Bitmos: SAT 800, SAT 801, SAT 805, SAT 816, SATPuls; Philips Respironics Alice 5 Diagnostic Sleep System	3 m	SP-1505 U419-6AL	SP-1506 U419-6BL	SP-1507 U419-6CL	SP-1508 U419-6DL	SP-1509 U419-6EL	SP-1510 U419-6FL	SP-1511 U419-6GL	SP-1512 U419-6HL
	Medtronic Physio-Control (6 pines) Lifepak 12, 20 (tecnología Masimo)	1 m	SP-1513 U473-1AS	SP-1514 U473-1BS	SP-1515 U473-1CS	SP-1516 U473-1DS	SP-1517 U473-1ES	SP-1518 U473-1FS	SP-1519 U473-1GS	SP-1520 U473-1HS



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
	1 m	SP-1521 U473-2AS	SP-1522 U473-2BS	SP-1523 U473-2CS	SP-1524 U473-2DS	SP-1525 U473-2ES	SP-1526 U473-2FS	SP-1527 U473-2GS	SP-1528 U473-2HS
		SP-1529 U473-3AS	SP-1530 U473-3BS	SP-1531 U473-3CS	SP-1532 U473-3DS	SP-1533 U473-3ES	SP-1534 U473-3FS	SP-1535 U473-3GS	SP-1536 U473-3HS
	3 m	SP-1537 U473-4AL	SP-1538 U473-4BL	SP-1539 U473-4CL	SP-1540 U473-4DL	SP-1541 U473-4EL	SP-1542 U473-4FL	SP-1543 U473-4GL	SP-1544 U473-4HL
	3 m	SP-1545 U413-1AL	SP-1546 U413-1BL	SP-1547 U413-1CL	SP-1548 U413-1DL	SP-1549 U413-1EL	SP-1550 U413-1FL	SP-1551 U413-1GL	SP-1552 U413-1HL
	1 m	SP-1553 U413-1AS	SP-1554 U413-1BS	SP-1555 U413-1CS	SP-1556 U413-1DS	SP-1557 U413-1ES	SP-1558 U413-1FS	SP-1559 U413-1GS	SP-1560 U413-1HS
	3 m	SP-1561 U413-2AL	SP-1562 U413-2BL	SP-1563 U413-2CL	SP-1564 U413-2DL	SP-1565 U413-2EL	SP-1566 U413-2FL	SP-1567 U413-2GL	SP-1568 U413-2HL
	3 m	SP-1569 U413-3AL	SP-1570 U413-3BL	SP-1571 U413-3CL	SP-1572 U413-3DL	SP-1573 U413-3EL	SP-1574 U413-3FL	SP-1575 U413-3GL	SP-1576 U413-3HL
	3 m	SP-1577 U413-4AL	SP-1578 U413-4BL	SP-1579 U413-4CL	SP-1580 U413-4DL	SP-1581 U413-4EL	SP-1582 U413-4FL	SP-1583 U413-4GL	SP-1584 U413-4HL
	3 m	SP-1585 U464-1AL	SP-1586 U464-1BL	SP-1587 U464-1CL	SP-1588 U464-1DL	SP-1589 U464-1EL	SP-1590 U464-1FL	SP-1591 U464-1GL	SP-1592 U464-1HL
	3 m	SP-1593 U417-1AL	SP-1594 U417-1BL	SP-1595 U417-1CL	SP-1596 U417-1DL	SP-1597 U417-1EL	SP-1598 U417-1FL	SP-1599 U417-1GL	SP-1600 U417-1HL
	3 m	SP-1601 U417-2AL	SP-1602 U417-2BL	SP-1603 U417-2CL	SP-1604 U417-2DL	SP-1605 U417-2EL	SP-1606 U417-2FL	SP-1607 U417-2GL	SP-1608 U417-2HL
	3 m	SP-1609 U420-1AL	SP-1610 U420-1BL	SP-1611 U420-1CL	SP-1612 U420-1DL	SP-1613 U420-1EL	SP-1614 U420-1FL	SP-1615 U420-1GL	SP-1616 U420-1HL
	3 m	SP-1617 U401-1AL	SP-1618 U401-1BL	SP-1619 U401-1CL	SP-1620 U401-1DL	SP-1621 U401-1EL	SP-1622 U401-1FL	SP-1623 U401-1GL	SP-1624 U401-1HL
	1 m	SP-1625 U401-1AS	SP-1626 U401-1BS	SP-1627 U401-1CS	SP-1628 U401-1DS	SP-1629 U401-1ES	SP-1630 U401-1FS	SP-1631 U401-1GS	SP-1632 U401-1HS
	3 m	SP-1633 U401-2AL	SP-1634 U401-2BL	SP-1635 U401-2CL	SP-1636 U401-2DL	SP-1637 U401-2EL	SP-1638 U401-2FL	SP-1639 U401-2GL	SP-1640 U401-2HL
	1 m	SP-1641 U401-2AS	SP-1642 U401-2BS	SP-1643 U401-2CS	SP-1644 U401-2DS	SP-1645 U401-2ES	SP-1646 U401-2FS	SP-1647 U401-2GS	SP-1648 U401-2HS
	3 m	SP-1649 U401-3AL	SP-1650 U401-3BL	SP-1651 U401-3CL	SP-1652 U401-3DL	SP-1653 U401-3EL	SP-1654 U401-3FL	SP-1655 U401-3GL	SP-1656 U401-3HL




Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
 Nellcor (14 pines) Datascope: Accutorr Plus (Nellcor); Nellcor: NPB-290/5, N-390, N-395, N-3000, N-6000; Nihon Kohden: BSM-5105A, BSM-5115A; Colin BP88/306	3 m	SP-1657 U401-4AL	SP-1658 U401-4BL	SP-1659 U401-4CL	SP-1660 U401-4DL	SP-1661 U401-4EL	SP-1662 U401-4FL	SP-1663 U401-4GL	SP-1664 U401-4HL
 Nihon Kohden DB9 (9 pines) Nihon Kohden: BSM-5101, 5103, 5111, 5113 Life Scope P; BSM-5105, 5135 Life Scope A; BSM-2351, 2353 Life Scope L; BSM-2301, 2303 Life Scope I	3 m	SP-1665 U405-1AL	SP-1666 U405-1BL	SP-1667 U405-1CL	SP-1668 U405-1DL	SP-1669 U405-1EL	SP-1670 U405-1FL	SP-1671 U405-1GL	SP-1672 U405-1HL
	1 m	SP-1673 U405-1AS	SP-1674 U405-1BS	SP-1675 U405-1CS	SP-1676 U405-1DS	SP-1677 U405-1ES	SP-1678 U405-1FS	SP-1679 U405-1GS	SP-1680 U405-1HS
 Nihon Kohden (10 pines) Nihon Kohden: módulo AL-800PA; BSM-1101 LifeScope EC; BSM-2101/2 LifeScope L; BSM-3101 LifeScope LC; BSM-7100/7200 LifeScope 8; BSM-8200/1 LifeScope 12; BSM-8301/2 LifeScope 9; SM-8800 LifeScope 15; OLV-1100A	3 m	SP-1681 U405-2AL	SP-1682 U405-2BL	SP-1683 U405-2CL	SP-1684 U405-2DL	SP-1685 U405-2EL	SP-1686 U405-2FL	SP-1687 U405-2GL	SP-1688 U405-2HL
 Nihon Kohden (14 pines) Nihon Kohden: BSM-5101, 5103, 5111, 5113 Life Scope P; BSM-5105, 5135 Life Scope A; BSM-2351, 2353 Life Scope L; BSM-2301, 2303 Life Scope I	3 m	SP-1689 U405-3AL	SP-1690 U405-3BL	SP-1691 U405-3CL	SP-1692 U405-3DL	SP-1693 U405-3EL	SP-1694 U405-3FL	SP-1695 U405-3GL	SP-1696 U405-3HL
 Nihon Kohden (14 pines) (tecnología Oximax)	3 m	SP-1697 U405-4AL	SP-1698 U405-4BL	SP-1699 U405-4CL	SP-1700 U405-4DL	SP-1701 U405-4EL	SP-1702 U405-4FL	SP-1703 U405-4GL	SP-1704 U405-4HL
 Nihon Kohden (14 pines) (tecnología Masimo)	3 m	SP-1705 U405-5AL	SP-1706 U405-5BL	SP-1707 U405-5CL	SP-1708 U405-5DL	SP-1709 U405-5EL	SP-1710 U405-5FL	SP-1711 U405-5GL	SP-1712 U405-5HL
 Nihon Kohden (20 pines) Nihon Kohden: BSM-5101, 5103, 5111, 5113 Life Scope P; BSM-5105, 5135 Life Scope A; BSM-2351, 2353 Life Scope L; BSM-2301, 2303 Life Scope I	3 m	SP-1713 U405-6AL	SP-1714 U405-6BL	SP-1715 U405-6CL	SP-1716 U405-6DL	SP-1717 U405-6EL	SP-1718 U405-6FL	SP-1719 U405-6GL	SP-1720 U405-6HL
 Newtech (GMI) (5 pines, 0°)	3 m	SP-1721 U440-1AL	SP-1722 U440-1BL	SP-1723 U440-1CL	SP-1724 U440-1DL	SP-1725 U440-1EL	SP-1726 U440-1FL	SP-1727 U440-1GL	SP-1728 U440-1HL
 Newtech (GMI) (5 pines, 80°) PM9300	3 m	SP-1729 U440-2AL	SP-1730 U440-2BL	SP-1731 U440-2CL	SP-1732 U440-2DL	SP-1733 U440-2EL	SP-1734 U440-2FL	SP-1735 U440-2GL	SP-1736 U440-2HL
 Newtech (GMI) (6 pines) Monitor de signos vitales G2A; monitor de paciente G2A, G2C, G2D, G2F, G2G, G2H (tecnología Digital)	3 m	SP-1737 U440-3AL	SP-1738 U440-3BL	SP-1739 U440-3CL	SP-1740 U440-3DL	SP-1741 U440-3EL	SP-1742 U440-3FL	SP-1743 U440-3GL	SP-1744 U440-3HL
 Newtech DB9 (7 pines) (tecnología Digital)	3 m	SP-1745 U440-4AL	SP-1746 U440-4BL	SP-1747 U440-4CL	SP-1748 U440-4DL	SP-1749 U440-4EL	SP-1750 U440-4FL	SP-1751 U440-4GL	SP-1752 U440-4HL
	1 m	SP-1753 U440-4AS	SP-1754 U440-4BS	SP-1755 U440-4CS	SP-1756 U440-4DS	SP-1757 U440-4ES	SP-1758 U440-4FS	SP-1759 U440-4GS	SP-1760 U440-4HS
 Newtech (GMI) (8 pines) NT2A	3 m	SP-1761 U440-5AL	SP-1762 U440-5BL	SP-1763 U440-5CL	SP-1764 U440-5DL	SP-1765 U440-5EL	SP-1766 U440-5FL	SP-1767 U440-5GL	SP-1768 U440-5HL
 Newtech (GMI) (12 pines) NT3A, NT3B, NT3E, NT3F, NT3B60	3 m	SP-1769 U440-6AL	SP-1770 U440-6BL	SP-1771 U440-6CL	SP-1772 U440-6DL	SP-1773 U440-6EL	SP-1774 U440-6FL	SP-1775 U440-6GL	SP-1776 U440-6HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
	3 m	SP-1777 U421-1AL	SP-1778 U421-1BL	SP-1779 U421-1CL	SP-1780 U421-1DL	SP-1781 U421-1EL	SP-1782 U421-1FL	SP-1783 U421-1GL	SP-1784 U421-1HL
		SP-1785 U421-2AL	SP-1786 U421-2BL	SP-1787 U421-2CL	SP-1788 U421-2DL	SP-1789 U421-2EL	SP-1790 U421-2FL	SP-1791 U421-2GL	SP-1792 U421-2HL
	3 m	SP-1793 U421-3AL	SP-1794 U421-3BL	SP-1795 U421-3CL	SP-1796 U421-3DL	SP-1797 U421-3EL	SP-1798 U421-3FL	SP-1799 U421-3GL	SP-1800 U421-3HL
	1 m	SP-1801 U421-3AS	SP-1802 U421-3BS	SP-1803 U421-3CS	SP-1804 U421-3DS	SP-1805 U421-3ES	SP-1806 U421-3FS	SP-1807 U421-3GS	SP-1808 U421-3HS
	3 m	SP-1809 U416-1AL	SP-1810 U416-1BL	SP-1811 U416-1CL	SP-1812 U416-1DL	SP-1813 U416-1EL	SP-1814 U416-1FL	SP-1815 U416-1GL	SP-1816 U416-1HL
	1 m	SP-1817 U416-2AS	SP-1818 U416-2BS	SP-1819 U416-2CS	SP-1820 U416-2DS	SP-1821 U416-2ES	SP-1822 U416-2FS	SP-1823 U416-2GS	SP-1824 U416-2HS
	1 m	SP-1825 U416-3AS	SP-1826 U416-3BS	SP-1827 U416-3CS	SP-1828 U416-3DS	SP-1829 U416-3ES	SP-1830 U416-3FS	SP-1831 U416-3GS	SP-1832 U416-3HS
	3 m	SP-1833 U416-4AL	SP-1834 U416-4BL	SP-1835 U416-4CL	SP-1836 U416-4DL	SP-1837 U416-4EL	SP-1838 U416-4FL	SP-1839 U416-4GL	SP-1840 U416-4HL
	3 m	SP-1841 U451-1AL	SP-1842 U451-1BL	SP-1843 U451-1CL	SP-1844 U451-1DL	SP-1845 U451-1EL	SP-1846 U451-1FL	SP-1847 U451-1GL	SP-1848 U451-1HL
	1 m	SP-1857 U465-1AS	SP-1858 U465-1BS	SP-1859 U465-1CS	SP-1860 U465-1DS	SP-1861 U465-1ES	SP-1862 U465-1FS	SP-1863 U465-1GS	SP-1864 U465-1HS
	3 m	SP-1865 U463-1AL	SP-1866 U463-1BL	SP-1867 U463-1CL	SP-1868 U463-1DL	SP-1869 U463-1EL	SP-1870 U463-1FL	SP-1871 U463-1GL	SP-1872 U463-1HL
	3 m	SP-1873 U463-2AL	SP-1874 U463-2BL	SP-1875 U463-2CL	SP-1876 U463-2DL	SP-1877 U463-2EL	SP-1878 U463-2FL	SP-1879 U463-2GL	SP-1880 U463-2HL
	3 m	SP-1881 U404-1AL	SP-1882 U404-1BL	SP-1883 U404-1CL	SP-1884 U404-1DL	SP-1885 U404-1EL	SP-1886 U404-1FL	SP-1887 U404-1GL	SP-1888 U404-1HL
	1,5 m	SP-1889 U404-1AS	SP-1890 U404-1BS	SP-1891 U404-1CS	SP-1892 U404-1DS	SP-1893 U404-1ES	SP-1894 U404-1FS	SP-1895 U404-1GS	SP-1896 U404-1HS
	3 m	SP-1897 U404-2AL	SP-1898 U404-2BL	SP-1899 U404-2CL	SP-1900 U404-2DL	SP-1901 U404-2EL	SP-1902 U404-2FL	SP-1903 U404-2GL	SP-1904 U404-2HL
	1,5 m	SP-1905 U404-2AS	SP-1906 U404-2BS	SP-1907 U404-2CS	SP-1908 U404-2DS	SP-1909 U404-2ES	SP-1910 U404-2FS	SP-1911 U404-2GS	SP-1912 U404-2HS
	3 m	SP-1913 U404-3AL	SP-1914 U404-3BL	SP-1915 U404-3CL	SP-1916 U404-3DL	SP-1917 U404-3EL	SP-1918 U404-3FL	SP-1919 U404-3GL	SP-1920 U404-3HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto
		Philips (12 pines) Philips 78352A/C, 78355A/C, 78835C, M1020A, M1025A/B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1723A/B, M2575B, V25 (tecnología Philips)							
	3 m	SP-1921 U404-4AL	SP-1922 U404-4BL	SP-1923 U404-4CL	SP-1924 U404-4DL	SP-1925 U404-4EL	SP-1926 U404-4FL	SP-1927 U404-4GL	SP-1928 U404-4HL
		Philips (12 pines) Philips 78352A/C, 78355A/C, 78835C, M1020A, M1025A/B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1723A/B, M2575B, V25 (tecnología Masimo)							
	3 m	SP-1929 U404-5AL	SP-1930 U404-5BL	SP-1931 U404-5CL	SP-1932 U404-5DL	SP-1933 U404-5EL	SP-1934 U404-5FL	SP-1935 U404-5GL	SP-1936 U404-5HL
		Palco (6 pines) Todos los Palco							
	3 m	SP-1937 U431-1AL	SP-1938 U431-1BL	SP-1939 U431-1CL	SP-1940 U431-1DL	SP-1941 U431-1EL	SP-1942 U431-1FL	SP-1943 U431-1GL	SP-1944 U431-1HL
		Palco (8 pines) Todos los Palco							
	3 m	SP-1945 U431-2AL	SP-1946 U431-2BL	SP-1947 U431-2CL	SP-1948 U431-2DL	SP-1949 U431-2EL	SP-1950 U431-2FL	SP-1951 U431-2GL	SP-1952 U431-2HL
		RGB DB9 (9 pines) RGB (BCI)							
	3 m	SP-1953 U462-1AL	SP-1954 U462-1BL	SP-1955 U462-1CL	SP-1956 U462-1DL	SP-1957 U462-1EL	SP-1958 U462-1FL	SP-1959 U462-1GL	SP-1960 U462-1HL
	1 m	SP-1961 U462-1AS	SP-1962 U462-1BS	SP-1963 U462-1CS	SP-1964 U462-1DS	SP-1965 U462-1ES	SP-1966 U462-1FS	SP-1967 U462-1GS	SP-1968 U462-1HS
		Risingmed (5 pines) RMP9000C							
	3 m	SP-1969 U488-1AL	SP-1970 U488-1BL	SP-1971 U488-1CL	SP-1972 U488-1DL	SP-1973 U488-1EL	SP-1974 U488-1FL	SP-1975 U488-1GL	SP-1976 U488-1HL
		Spacelabs (7 pines) Spacelabs Medical: 90351-0/6, 90309, 90565, 90566, 90589, 90651-A, IM77, 90308, PC Scout							
	3 m	SP-1977 U407-1AL	SP-1978 U407-1BL	SP-1979 U407-1CL	SP-1980 U407-1DL	SP-1981 U407-1EL	SP-1982 U407-1FL	SP-1983 U407-1GL	SP-1984 U407-1HL
		Spacelabs (10 pines) Spacelabs 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90569, 90596, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300							
	3 m	SP-1985 U407-2AL	SP-1986 U407-2BL	SP-1987 U407-2CL	SP-1988 U407-2DL	SP-1989 U407-2EL	SP-1990 U407-2FL	SP-1991 U407-2GL	SP-1992 U407-2HL
		Spacelabs (10 pines) Spacelabs 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90569, 90596, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300 (tecnología Oximax)							
	3 m	SP-1993 U407-3AL	SP-1994 U407-3BL	SP-1995 U407-3CL	SP-1996 U407-3DL	SP-1997 U407-3EL	SP-1998 U407-3FL	SP-1999 U407-3GL	SP-2000 U407-3HL
		Siemens Dräger (7 pines) Siemens Dräger: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000X, Infinity Vista e Infinity Delta							
	3 m	SP-2001 U415-1AL	SP-2002 U415-1BL	SP-2003 U415-1CL	SP-2004 U415-1DL	SP-2005 U415-1EL	SP-2006 U415-1FL	SP-2007 U415-1GL	SP-2008 U415-1HL
		Siemens Dräger (7 pines) (tecnología Oximax)							
	3 m	SP-2009 U415-2AL	SP-2010 U415-2BL	SP-2011 U415-2CL	SP-2012 U415-2DL	SP-2013 U415-2EL	SP-2014 U415-2FL	SP-2015 U415-2GL	SP-2016 U415-2HL
		Siemens Dräger (7 pines) (tecnología Masimo)							
	3 m	SP-2017 U415-3AL	SP-2018 U415-3BL	SP-2019 U415-3CL	SP-2020 U415-3DL	SP-2021 U415-3EL	SP-2022 U415-3FL	SP-2023 U415-3GL	SP-2024 U415-3HL
		Siemens (10 pines) Siemens Medical: Sirecust 700, Sirecust 630, módulo Sirem SpO2							
	3 m	SP-2025 U415-4AL	SP-2026 U415-4BL	SP-2027 U415-4CL	SP-2028 U415-4DL	SP-2029 U415-4EL	SP-2030 U415-4FL	SP-2031 U415-4GL	SP-2032 U415-4HL
		S&W (10 pines) Monitor S&W (Diascope G2), Diascope 1, 2 y 3, 8000							
	3 m	SP-2033 U432-1AL	SP-2034 U432-1BL	SP-2035 U432-1CL	SP-2036 U432-1DL	SP-2037 U432-1EL	SP-2038 U432-1FL	SP-2039 U432-1GL	SP-2040 U432-1HL



Monitor compatible	Cable	A Clip dedo adulto	B Silicona adulto	C Clip dedo pediátrico	D Silicona pediátrico	E Silicona infantil	F Envoltura neonatal	G Tipo "Y" neonatal	H Clip oreja adulto	
	Schiller (6 pines, 40°)	3 m	SP-2041 U425-1AL	SP-2042 U425-1BL	SP-2043 U425-1CL	SP-2044 U425-1DL	SP-2045 U425-1EL	SP-2046 U425-1FL	SP-2047 U425-1GL	SP-2048 U425-1HL
	Schiller (7 pines) Schiller Argus CM8, SM783, SM785, TM910; Schiller (módulo Masimo): Argus Pro, Argus LCM (tecnología Nellcor)	3 m	SP-2049 U425-2AL	SP-2050 U425-2BL	SP-2051 U425-2CL	SP-2052 U425-2DL	SP-2053 U425-2EL	SP-2054 U425-2FL	SP-2055 U425-2GL	SP-2056 U425-2HL
	Schiller (7 pines) ASAT, S-50/100/100A (tecnología Masimo)	3 m	SP-2057 U425-3AL	SP-2058 U425-3BL	SP-2059 U425-3CL	SP-2060 U425-3DL	SP-2061 U425-3EL	SP-2062 U425-3FL	SP-2063 U425-3GL	SP-2064 U425-3HL
	Sinohero (5 pines)	3 m	SP-2065 U480-1AL	SP-2066 U480-1BL	SP-2067 U480-1CL	SP-2068 U480-1DL	SP-2069 U480-1EL	SP-2070 U480-1FL	SP-2071 U480-1GL	SP-2072 U480-1HL
	SIMED (7 pines) Baxter: ASAT; Simed: S-50, S-100e	3 m	SP-2073 U475-1AL	SP-2074 U475-1BL	SP-2075 U475-1CL	SP-2076 U475-1DL	SP-2077 U475-1EL	SP-2078 U475-1FL	SP-2079 U475-1GL	SP-2080 U475-1HL
	Sichuang (5 pines)	3 m	SP-2081 U439-1AL	SP-2082 U439-1BL	SP-2083 U439-1CL	SP-2084 U439-1DL	SP-2085 U439-1EL	SP-2086 U439-1FL	SP-2087 U439-1GL	SP-2088 U439-1HL
	Sichuang (6 pines) Prophet21	3 m	SP-2089 U439-2AL	SP-2090 U439-2BL	SP-2091 U439-2CL	SP-2092 U439-2DL	SP-2093 U439-2EL	SP-2094 U439-2FL	SP-2095 U439-2GL	SP-2096 U439-2HL
	Shanghai 3F (6 pines) Diona PMS-8100; IRIS300/IRIS500; Phoebe PMS8300/8310; Phoebe Pro PMS8300/8310; PMS8110A	3 m	SP-2097 U449-1AL	SP-2098 U449-1BL	SP-2099 U449-1CL	SP-2100 U449-1DL	SP-2101 U449-1EL	SP-2102 U449-1FL	SP-2103 U449-1GL	SP-2104 U449-1HL
	Sunmind/Edanins (6 pines) MP500, MP600, PM700, EM9000P	3 m	SP-2105 U468-1AL	SP-2106 U468-1BL	SP-2107 U468-1CL	SP-2108 U468-1DL	SP-2109 U468-1EL	SP-2110 U468-1FL	SP-2111 U468-1GL	SP-2112 U468-1HL
	Sunmind/Edanins (8 pines) MP900F/MP9000; EM9000, EM9000S, EM9000E	3 m	SP-2113 U468-2AL	SP-2114 U468-2BL	SP-2115 U468-2CL	SP-2116 U468-2DL	SP-2117 U468-2EL	SP-2118 U468-2FL	SP-2119 U468-2GL	SP-2120 U468-2HL
	Sundray (5 pines)	3 m	SP-2121 U489-1AL	SP-2122 U489-1BL	SP-2123 U489-1CL	SP-2124 U489-1DL	SP-2125 U489-1EL	SP-2126 U489-1FL	SP-2127 U489-1GL	SP-2128 U489-1HL
	Sunray (6 pines)	3 m	SP-2129 U489-2AL	SP-2130 U489-2BL	SP-2131 U489-2CL	SP-2132 U489-2DL	SP-2133 U489-2EL	SP-2134 U489-2FL	SP-2135 U489-2GL	SP-2136 U489-2HL
	Tomorrow (5 pines)	3 m	SP-2137 U450-1AL	SP-2138 U450-1BL	SP-2139 U450-1CL	SP-2140 U450-1DL	SP-2141 U450-1EL	SP-2142 U450-1FL	SP-2143 U450-1GL	SP-2144 U450-1HL
	Tomorrow (6 pines, 40°)	3 m	SP-2145 U450-2AL	SP-2146 U450-2BL	SP-2147 U450-2CL	SP-2148 U450-2DL	SP-2149 U450-2EL	SP-2150 U450-2FL	SP-2151 U450-2GL	SP-2152 U450-2HL
	USB	3 m	SP-2153 U499-1AL	SP-2154 U499-1BL	SP-2155 U499-1CL	SP-2156 U499-1DL	SP-2157 U499-1EL	SP-2158 U499-1FL	SP-2159 U499-1GL	SP-2160 U499-1HL